



Istruzioni per l'uso  
Operating instructions  
Instrucciones de uso  
Instruções para o uso

# EPILATORE A LUCE PULSATA

IT	EPILATORE A LUCE PULSATA	pagina	1
EN	INTENSE PULSED LIGHT EPILATOR	page	32
ES	DEPILADORA CON LUZ PULSADA	página	62
PT	SISTEMA DE DEPILAÇÃO POR LUZ PULSADA	página	92

TYPE N1101

© ELLISSIMA



**IMETEC**

**Scala tonalità della pelle (A)**  
**Escala de tonalidades de la piel (A)**  
**Skin tone range (A)**  
**Escala de tonalidades da pele (A)**

TONALITÀ DELLA PELLE / SKIN TONE / TONALIDADES DE LA PIEL / TONALIDADE DA PELE

GRIGIO GREY GRIS GRIS	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	
ROSSO RED VERMELHO ROJO	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia
BIONDO CHIARO LIGHT BLONDE LOIRO CLARO RUBIO CLARO	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia
BIONDO SCURO DARK BLONDE LOIRO ESCURO RUBIO OSCURO	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia
MARRONE BROWN MARRON MARRON	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia
MARRONE SCURO DARK BROWN MARRON OSCURO MARRON OSCURO	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia
NERO BLACK PRETO NEGRO	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia	energia / energy / energia / energia

COLORE DEI PELL / HAIR COLOUR / COLOR DEL VELLO / CORE DOS PELOS

Non adeguato al trattamento / Not suitable for treatment / No adecuado para el tratamiento / Não adequado ao tratamento


**N.B.** Il livello di energia indicato è il massimo consentito sulle diverse tipologie di pelle. Il livello di energia massimo consentito deve comunque essere sempre determinato tramite patch test e in base al livello di tollerabilità della pelle. / **N.B.** The indicated energy level is the maximum allowed on the various types of skin. The maximum energy level allowed must always be determined by means of a patch test and according to the level of skin tolerability. / **NOTA:** El nivel de energía indicado es el máximo permitido en los diferentes tipos de piel. El nivel de energía máximo permitido, de todas formas, debe estar siempre determinado mediante patch test y según el nivel de tolerancia de la piel. / **Nota:** o nível de energia indicado é o máximo permitido nos diversos tipos de pele. O nível de energia máximo permitido deve ser sempre determinado através de patch test e em função da tolerabilidade da pele.

**DATI TECNICI (6,9)**  
**DATOS TÉCNICOS (6,9)**  
**TECHNICAL DATA (6,9)**  
**DADOS TÉCNICOS (6,9)**

	<p><b>IMETEC</b></p> <p><b>TYPE N1101</b></p> <p></p> <p><b>12 V --- 3 A</b></p>	<p></p> <p><b>CE</b></p> <p></p> <p></p>
	<p>MODEL:KSAPV0361200300D5</p> <p>INPUT: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.9A</p> <p>OUTPUT: 12V --- 3.0A </p>	<p>TENACTA GROUP S.p.A.</p> <p>VIA PIEMONTE 5/11 IT-24052 AZZANO SAN PAOLO</p>
	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p><b>Ktec®</b></p> <p></p>

I

II



## INTRODUZIONE

*Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la sua qualità e affidabilità in quanto progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Le presenti istruzioni per l'uso sono conformi alla norma europea EN 82079.*



**ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro dell'apparecchio**

**Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare note, avvertenze e istruzioni sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, a scopo di consultazione futura. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.**

**ⓘ NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.**

**ⓘ NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)**

## INDICE

Avvertenze sulla sicurezza	Pag. 2
Legenda simboli	Pag. 6
Controindicazioni all'uso del prodotto	Pag. 7
Altre precauzioni per un uso sicuro	Pag. 11
Possibili effetti collaterali	Pag. 14
Descrizione dell'apparecchio e degli accessori	Pag. 17
Zone di trattamento	Pag. 18
Programma di epilazione	Pag. 19
Approfondimenti prima dell'utilizzo	Pag. 20
Utilizzo	Pag. 24
Manutenzione	Pag. 27
Problemi e soluzioni	Pag. 28
Smaltimento	Pag. 29
Assistenza e garanzia	Pag. 30
Scala tonalità della pelle	I
Dati tecnici prodotto	II
Dati tecnici alimentatore	II
Guida illustrativa	III

## AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllarne l'integrità in base al disegno e la presenza di danni eventuali da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



**ATTENZIONE!** Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.



**ATTENZIONE!** Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Questo apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come epilatore per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme all'uso previsto e pertanto pericoloso.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. I dati tecnici si trovano sull'apparecchio e sull'alimentatore se presente (vedi guida illustrativa).
- Questo apparecchio può funzionare automaticamente ad una frequenza di 50 Hz o 60 Hz.
- L'apparecchio è da utilizzare solo con l'unità di alimentazione in dotazione.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone di età non inferiore a 16

anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata dai bambini.

- ⊗ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
- ⊗ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- ⊗ NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo.
- ⊗ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole) o temperature estreme.
- L'apparecchio non deve essere lasciato senza sorveglianza quando è collegato alla rete di alimentazione.
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di non utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito





da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.

- Quando si utilizza l'apparecchio in un bagno, bisogna staccare la spina dopo l'uso, poiché la prossimità con l'acqua costituisce un rischio anche se l'apparecchio è spento.
- Per una maggiore protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo a corrente differenziale nel circuito elettrico che alimenta il bagno che abbia una corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA (ideale 10 mA). E' opportuno chiedere consigli all'installatore.













**ATTENZIONE!** NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.

- ⊗ Questo apparecchio NON deve venire a contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapori. Per le attività di pulizia e manutenzione fare riferimento esclusivamente all'apposito paragrafo di questo manuale.
- ⊗ NON usare questo l'apparecchio sugli animali.
- Questo apparecchio è ad uso strettamente personale: NON condividere l'uso dell'apparecchio.
- Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.

- Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.
- Questo apparecchio **NON** è adatto per essere usato in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria o Ossigeno o Ossido Nitroso.
-  **NON** ostruire le griglie di ventilazione.
-  **NON** usare l'apparecchio se il sensore del colore della pelle è incrinato o rotto.
-  **NON** usare l'apparecchio se il rivestimento esterno dell'apparecchio è incrinato o rotto.
-  **NON** usare l'apparecchio se la lampada è danneggiata, o se la superficie di trattamento è incrinata, scheggiata o mancante.

## LEGENDA SIMBOLI

 Avvertenza	 Doppio isolamento
 Divieto	 Solo per uso interno
 Non adatto all'uso nella vasca da bagno o nella doccia	 Lontano dagli occhi

 Stand-by	 Dispositivo pronto all'emissione dell'impulso
 Polarità connettore alimentazione	 No Pelle abbronzata


## CONTROINDICAZIONI ALL'USO DEL PRODOTTO



**ATTENZIONE!** Avvertenze di sicurezza – Leggere prima dell'uso dell'apparecchio.

Questo apparecchio **NON** è destinato ad essere usato da chiunque. Leggere e tener conto delle informazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell'uso. Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati è possibile visitare il sito [www.bellissima.com](http://www.bellissima.com).

Se non sei certo di poter utilizzare l'apparecchio, chiedi consiglio al tuo medico o dermatologo!

 **NON USARE L'APPARECCHIO SE E' PRESENTE UNA DELLE CONDIZIONI SEGUENTI:**

- In gravidanza o allattamento.
- Dopo l'esposizione al sole o a una macchina per abbronzatura artificiale nel corso degli ultimi 28 giorni.
- In presenza di tatuaggi o un trucco permanente nella zona da trattare.
- In presenza di macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche nella zona da trattare.

- In presenza di eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive, come herpes, nella zona da trattare. Attendere che la zona malata guarisca prima di usare l'apparecchio.
- Storia di formazione di cheloidi.
- Fotosensibilità.
- Assunzione di medicine che rendono la pelle più sensibile alla luce, compresi agenti anti-infiammatori nonsteroidali, (come aspirina, ibuprofen, paracetamolo), tetracicline, fenotiazine, tiazide, diuretici, sulfonilurea, sulfonamidici, dtic, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, acidi alfa-idrossi (aha),acidi-idrossi (bha), retin-a®, accutane® e/o retinoidi topici.
- Condizioni della pelle anormali, come vitiligine o albinismo.
- In presenza di vene varicose nelle zone da trattare.
- In caso di cura in corso o recente con acidi alfa-idrossi (aha), acidi beta-idrossi (bha), retin-a®, retinoidi topici o acido azelaico.
- Se le condizioni della pelle sono anormali, causate da diabete, per esempio, o altre malattie sistemiche o metaboliche.
- In caso di cura con accutane® (isotretinoina) durante gli ultimi 6 mesi.
- In presenza di un regime a steroidi durante gli ultimi 3 mesi.
- In presenza di una storia di scoppi di herpes nella zona del trattamento, salvo nel caso sia stato consultato il medico e ricevuto un trattamento preventivo prima di usare l'apparecchio.
- Se si soffre di epilessia.
- In presenza di un impianto attivo, come un pacemaker, un dispositivo per incontinenza, pompa per insulina, ecc..
- In presenza di malattie collegate alla fotosensibilità, come porfiria, eruzione di luce poliformica, orticaria solare, lupus, ecc..

- In presenza di una storia di cancro alla pelle o aree di malignità potenziali della pelle.
- Se sono state effettuate sedute di radioterapia o chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.
- Per qualsiasi altro problema che a parere del medico fa sì che il trattamento non sia sicuro.



**ATTENZIONE!** L'apparecchio può risultare meno efficace nell'epilazione di donne con disfunzioni ormonali che possono causare crescita eccessiva dei peli, irsutismo o crescita anomala dei peli su volto e collo. In caso di dubbio, consultati con il tuo medico.

#### IL COLORE DELLA PELLE

L'apparecchio rimuove i peli indesiderati influenzando in modo selettivo sul pigmento del pelo. Quantità diverse di pigmento (melanina) sono presenti anche nel tessuto cutaneo circostante. La quantità di pigmento presente nella pelle, che si manifesta nella tonalità della pelle, determina il grado di rischio cui è esposta la pelle stessa usando qualsiasi metodo di epilazione basato sulla luce pulsata.



**ATTENZIONE!** Prima di utilizzare l'apparecchio confrontare la propria carnagione con la scala tonalità della pelle rappresentata all'interno di questo manuale e/o sulla confezione del prodotto.

**PELLE NATURALMENTE SCURA**

**ATTENZIONE! NON USARE l'apparecchio su una carnagione naturalmente scura o abbronzata.**

Trattare la pelle scura con l'apparecchio può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche e variazioni nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

**SKIN COLOR SENSOR**

L'apparecchio è dotato di un sensore del colore della pelle (1B) che misura la tonalità della pelle della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto durante la seduta. Il sensore del colore della pelle (1B) assicura che vengano emessi impulsi solo su tonalità di pelle adatte.

**PELLE ABBRONZATA**

**NON USARE l'apparecchio a livelli di energia tra 2 e 5 su pelle abbronzata o dopo recente esposizione al sole e/o a lampade abbronzanti. Non esporre al sole le zone trattate. Un uso di questo tipo può causare scottature gravi, ferite, vesciche, variazioni nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).**

La pelle abbronzata, specialmente dopo l'esposizione al sole, contiene grandi quantità di melanina.

Questo vale per tutti i tipi di pelle e tutte le carnagioni, compresi quelli che non

sembrano abbronzarsi velocemente. La presenza di grandi quantità di melanina espone la pelle a un rischio maggiore quando si usa qualsiasi metodo di epilazione basato sulla luce.

**Se si intende utilizzare l'apparecchio ai livelli di energia tra 2 e 5, evitare l'esposizione al sole e/o a lampade abbronzanti per 4 settimane prima del trattamento con l'apparecchio!**

**E' possibile continuare ad usare l'apparecchio dopo l'esposizione al sole, esclusivamente impostando il livello di energia più basso 1.**

Per esposizione al sole si intende un'esposizione non protetta costante alla luce del sole diretta per più di 15 minuti, o un'esposizione non protetta costante a luce del sole indiretta per più di 1 ora.

Proteggere sempre la pelle trattata di recente quando esposta al sole, assicurandosi di spalmare minuziosamente un filtro solare SPF 30 o superiore, per 2 settimane dopo ogni seduta di depilazione.

**ALTRE PRECAUZIONI PER UN USO SICURO****GLI OCCHI**

**NON USARE mai l'apparecchio intorno o vicino agli occhi.**

L'apparecchio può essere usato per il trattamento dei peli in una delimitata zona del viso. Durante il trattamento di questa zona deve essere fatta particolare attenzione per evitare gli occhi.



## PRIMA DEL TRATTAMENTO

- **⊘ NON guardare direttamente la luce che arriva dalla superficie di trattamento.**
- **⊘ NON puntare la superficie di trattamento provando a emettere un impulso di luce verso uno spazio aperto.**



**ATTENZIONE! Tenere lontano dagli occhi.**

- **⊘ NON usare l'apparecchio su nessuna parte del corpo nella quale si potrebbe volere avere peli successivamente.**
- **⊘ NON usare l'apparecchio sui capezzoli o sugli organi genitali.**

## IL LIVELLO DI ENERGIA

Scegliere ATTENTAMENTE il livello di energia da utilizzare!

Il livello di energia si riferisce all'intensità dell'impulso di luce che viene proiettato sulla pelle durante l'uso, dal livello più basso al livello più alto. Le luci di indicazione livello di energia (5B) indicano il livello di energia impostato. Quando il livello di energia sale, migliorano i risultati ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedi paragrafo "Possibili effetti collaterali").

- **Iniziare sempre il trattamento usando il valore del livello di energia più basso.**
- **Radere sempre la zona che deve essere trattata e accertarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima di usare l'apparecchio.**

I migliori risultati si ottengono dopo 3 giorni dalla rasatura, quando i peli raggiungono una lunghezza di 1-2 mm.

Solo se si avverte poco o nessun fastidio durante e dopo l'uso con l'energia

impostata al valore più basso, è possibile aumentare l'impostazione dell'energia di un livello, e così via fino al livello massimo sopportato dal proprio tipo di pelle. Per istruzioni dettagliate sull'impostazione del livello di energia, vedere "Livello di Energia" nel paragrafo "Approfondimenti prima dell'utilizzo".

- Sul viso, se i peli scuri da trattare sono pochi e diradati non è necessario radere la zona ma è sufficiente accorciarli con le forbici. Se i peli sono molto corti (circa 1-2 mm) e non troppo spessi, non è necessario raderli né accorciarli.
- **Coprire voglie della pelle e tatuaggi prima dell'applicazione dell'apparecchio.**
- **Coprire macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche prima di usare l'apparecchio.**
- **⊘ NON usare liquidi infiammabili come alcool, prodotti che contengono alcool (compresi profumi, prodotti sanitari, ecc), o acetone per pulire la pelle prima di usare l'apparecchio.**

## IL PATCH TEST

Prima di iniziare il trattamento si raccomanda di eseguire un patch test per identificare il livello massimo di tollerabilità della propria pelle all'impulso luminoso. Per le indicazioni su come eseguire il patch test, vedi il paragrafo "Approfondimenti prima dell'utilizzo".

## DURANTE IL TRATTAMENTO



**ATTENZIONE! NON trattare la stessa porzione di pelle più di una volta per seduta di epilazione o sovrapporre le aree di trattamento.**

**ATTENZIONE! NON sovrapporre gli impulsi.**

- Se si formano vesciche sulla pelle, o se la pelle brucia, **SMETTERE IMMEDIATAMENTE DI USARE** l'apparecchio.
- Assicurarsi sempre che la superficie di trattamento punti verso la pelle, e sia completamente a contatto con essa.
- Rimuovere la superficie di trattamento dalla pelle se la pelle o la superficie di trattamento diventano eccessivamente calde.

**DOPO IL TRATTAMENTO**

- Dopo il trattamento è possibile applicare sulla zona trattata una crema o una lozione corpo idratante delicata o lenitiva, priva di alcool e profumi.
- Se si è effettuato il trattamento ai livelli di energia da 2 a 5 **NON** esporre intenzionalmente la pelle al sole e/o a lampade abbronzanti.
- Per le due settimane successive ad ogni seduta di trattamento effettuata a qualsiasi livello di energia, in caso di esposizione non intenzionale al sole proteggere la pelle trattata con una crema con filtro solare SPF 30 o superiore.



**ATTENZIONE: l'uso dell'apparecchio può causare cambiamenti temporanei della pigmentazione (vedi il paragrafo "Possibili effetti collaterali").**

**POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI**

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate all'uso dell'apparecchio sono rari.

Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso domestico, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di epilazione a luce pulsata progettati per uso domestico.

**Nel caso si manifestassero effetti collaterali o complicazioni, si consiglia di contattare il proprio medico o dermatologo.**

Evento Negativo	Probabilità dell'Evento Negativo	Effetto Negativo	Probabilità dell'Effetto Negativo
Impulsi multipli accumulati uno sull'altro o sovrapposti sulla stessa porzione di pelle	Minimo	Fastidio Minimo alla Pelle	Minimo
		Rossore della Pelle	Minimo
		Maggiore Sensibilità della Pelle	Minimo
		Ferite e scottature	Raro
		Cicatrici	Raro
		Cambiamenti di Pigmentazione	Raro
		Rossore e Gonfiore Eccessivo	Raro
		Infezione	Trascurabile
Lividi	Trascurabile		

**Fastidio Minimo alla Pelle**

Nonostante l'epilazione con luce pulsata domestica sia generalmente tollerata molto bene, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l'uso, generalmente descritto come una lieve sensazione di calore o pizzicore nelle zone di pelle trattate. Questa sensazione si può avvertire durante l'applicazione o per alcuni minuti dopo l'applicazione.

Qualsiasi sensazione al di là di questo fastidio minimo non è normale e significa che è necessario interrompere l'utilizzo perché la propria pelle non è in grado di tollerare il trattamento di epilazione, o che l'impostazione del livello di energia è troppo alto.

### **Rossore della Pelle**

La pelle potrebbe arrossarsi subito dopo l'uso dell'apparecchio o nell'arco delle 24 ore successive. Il rossore generalmente scompare entro 24 ore. Consultare il proprio medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.

### **Maggiore Sensibilità della Pelle**

La pelle della zona trattata diventa più sensibile ed è possibile che si secchi o si squami.

### **Ferite e Scottature della Pelle**

Molto raramente possono verificarsi scottature o ferite dopo l'applicazione. Scottature o ferite possono richiedere alcune settimane per guarire, e, in casi molto rari, possono lasciare una cicatrice permanente visibile.

### **Cicatrici**

Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. Generalmente quando si formano cicatrici, hanno la forma di una lesione piatta e bianca della pelle (ipotrofica).

Tuttavia, la cicatrice può essere molto grande e rossa (ipertrofica) o grande e estesa oltre i margini della ferita stessa (cheloide). Possono essere necessari trattamenti estetici successivi per migliorare l'aspetto della cicatrice.

### **Cambiamenti di Pigmentazione**

In alcuni rari casi esiste il rischio di una iper-pigmentazione temporanea (maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipo-pigmentazione (sbiancamento) nella zona della pelle circostante al pelo. Il rischio di cambiamenti della pigmentazione della pelle è maggiore per persone con tonalità di pelle scura. Generalmente decolorazione o modifiche del pigmento della pelle sono temporanee e raramente viene causata una iper-pigmentazione o ipo-pigmentazione permanente.

### **Rossore e Gonfiore Eccessivo**

In alcuni rari casi la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire tra i 2 e i 7 giorni successivi e devono essere curate con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente la zona, ma evitare di esporsi al sole.

### **Infezione**

L'infezione della pelle è molto rara ma è comunque un rischio possibile in seguito a una scottatura o ferita causata dall'apparecchio.

### **Lividi**

Molto raramente l'uso dell'apparecchio può causare lividi blu-viola che possono durare da 5 a 10 giorni. Mentre il livido sbiadisce può verificarsi una decolorazione marron-ruggine della pelle (iperpigmentazione) che può essere permanente.

Nel caso si manifestassero effetti collaterali o complicazioni, si consiglia di contattare il proprio medico o dermatologo.

## **DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI**

Apparecchio a luce pulsata per uso domestico, basato sulla tecnologia HPL (Home Pulsed Light) per la riduzione permanente dei peli superflui. Per riduzione permanente dei peli si intende riduzione stabile a lungo termine nel numero di peli che ricrescono dopo un ciclo di trattamento.


L'apparecchio emette un impulso di luce che viene assorbito dal pigmento presente nel pelo. Il fascio di luce viene convogliato al bulbo pilifero generando un calore in grado di disattivarlo. L'apparecchio è inoltre dotato di due elettrodi che generano energia galvanica per un'azione più efficace dell'impulso luminoso.

Consultare la Guida illustrativa (III) per controllare il contenuto della confezione.

1. Lampada
  - 1A. Superficie di trattamento
  - 1B. Sensore del colore della pelle
  - 1C Elettrodo di contatto energia galvanica
2. Tasto di attivazione dell'impulso
3. Connessione dell'alimentatore
4. Filtri di ventilazione
5. Pannello di controllo
  - 5A. Tasto di accensione/spengimento e impostazione livello di energia
  - 5B. Luci di indicazione livello di energia
  - 5C. Luci di controllo colore della pelle/dispositivo pronto
6. Dati Tecnici prodotto
7. Elettrodo base di energia galvanica
8. Alimentatore
  - 8A. Spina A, 8B. Spina B, 8C. Spina C
9. Dati tecnici alimentatore
- A. Scala tonalità della pelle

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.  
Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

## ZONE DI TRATTAMENTO



L'apparecchio può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo nelle seguenti zone:

ascelle, linea bikini, braccia, gambe, schiena, petto.

Può essere usato anche sul viso femminile nell'area indicata dalla linea bianca tratteggiata.

E' importante trattare solo le zone del viso in cui siano presenti

peli superflui visibili, spessi e scuri. Non deve invece essere trattata la sottile peluria bionda spesso presente nell'area del mento e della zona sotto il mento.

## PROGRAMMA DI EPILAZIONE

Un ciclo tipico di crescita del pelo può richiedere da 18 a 24 mesi. Nel corso di questo intervallo di tempo possono essere necessarie più sedute per ottenere un'epilazione permanente.

L'efficacia dell'epilazione varia da persona a persona, da zona a zona, in base al colore dei peli e al livello di tollerabilità della propria pelle.

Piano di trattamento raccomandato nel corso di un ciclo completo di crescita del pelo:

- Dalla seduta 1 alla seduta 4: effettuare le sedute a due settimane di distanza una dall'altra.
- Dalla seduta 5 alla seduta 7: effettuare le sedute a 4 settimane di distanza una dall'altra.
- Le successive sedute di mantenimento potranno essere effettuate di tanto in tanto, se e quando necessario, fino all'ottenimento di risultati duraturi.

**ⓘ NOTA: Trattare la stessa parte del corpo più frequentemente rispetto a quanto consigliato (ogni due settimane), non migliorerà i risultati dell'epilazione.**

A causa di cambiamenti ormonali e fisiologici di altro tipo, follicoli di peli latenti possono diventare attivi. Possono quindi essere necessarie sedute di epilazione di mantenimento saltuarie.

La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare il ciclo di crescita dei peli. Rispetto al programma di

epilazione consigliato, alcune persone potrebbero reagire più velocemente o più lentamente.

In ogni caso non ci si può aspettare un risultato duraturo con solo una o due sedute.

**L'apparecchio non è efficace su peli bianchi. L'apparecchio può essere meno efficace su peli naturalmente grigi, biondo chiaro e rossi.**

## APPROFONDIMENTI PRIMA DELL'UTILIZZO

### LIVELLO DI ENERGIA

L'apparecchio può essere impostato su 5 livelli di energia, da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), rappresentati da 5 luci indicatrici del livello di energia (5B).

### IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA

Premere il tasto di accensione/spegnimento e impostazione livello di energia (5A). Ad ogni pressione, il livello di energia aumenterà da 1 fino a 5; in seguito al livello 5 ritornerà nuovamente al livello 1.

Effettuare questa azione finché il livello desiderato non sia stato impostato. La luce di indicazione del livello di energia (5B) verde si posizionerà in corrispondenza del livello di energia impostato.



### ATTENZIONE!

**Iniziare sempre la seduta di epilazione impostando il livello di energia determinato col patch test.**

### IL SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE (1B)

L'applicazione del sistema di epilazione a luce pulsata su pelle di carnagione troppo scura può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche,

variazioni del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

L'apparecchio è dotato di un sensore del colore della pelle (1B) che misura la tonalità della pelle della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto nel corso della seduta.

Se il sensore del colore della pelle (1B) rileva una carnagione troppo scura per l'applicazione, l'apparecchio smette automaticamente di emettere impulsi luminosi e la luce di indicazione colore della pelle/dispositivo pronto (5C) inizia a lampeggiare velocemente.

Se ciò si verifica, provare a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contattare il servizio di assistenza di IMETEC.

### LE DUE MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'apparecchio può essere applicato con due modalità: "a Impulso" e "a Scorrimento".

#### Metodo a Impulso

Il metodo a Impulso è ottimale quando si impiegano livelli di energia più elevati, perché consente un miglior controllo di copertura dell'area cutanea. Ad ogni pressione del tasto di attivazione dell'impulso (2) corrisponde l'emissione di un impulso luminoso.

Quando si usa il metodo a Impulso, per assicurare la copertura completa della zona da trattare ed evitare pericolose sovrapposizioni di impulsi, è necessario seguire una tecnica precisa durante la seduta:

- Immaginare di suddividere la zona da trattare in file.
- Emettere l'impulso luminoso procedendo ordinatamente, cominciando dall'estremità di ogni fila e procedendo sequenzialmente verso l'altra estremità (dal basso verso l'alto, o da destra vs sinistra, a seconda della zona trattata).

La posizione incassata della superficie di trattamento (1A) crea segni temporanei sulla pelle, dovuti alla leggera pressione che viene applicata sulla pelle stessa dal manipolo.

Questi segni restano visibili per pochi istanti, e sono utili per stabilire in modo preciso la posizione dell'impulso successivo.

### Metodo a Scorrimento

Il metodo a Scorrimento è ottimale quando si impiegano livelli di energia bassi, e consente sessioni più veloci ed efficienti. Quando si usa il metodo a Scorrimento, mantenere premuto il tasto di attivazione dell'impulso (2) e con un lento movimento di scivolamento, senza interrompere il contatto con la pelle, far scorrere senza interruzione il dispositivo lungo l'area da trattare.

Ai livelli di energia più bassi (1 e 2), il dispositivo impiega solo 1 – 1,5 secondi per ricaricarsi tra un impulso e l'altro, consentendo una sequenza ininterrotta di flash.



#### **ATTENZIONE!**

**NON sovrapporre impulsi.**

**NON trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di epilazione.**

**Se si avverte un calore eccessivo, pizzicore, o se compaiono sulla pelle vesciche o piccole ustioni  
INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO.**

### COME EFFETTUARE IL PATCH TEST

Poiché la tonalità della pelle e la sensibilità della stessa varia da una zona all'altra, è opportuno eseguire un patch test per ogni zona del corpo da trattare.

- Controllare innanzitutto la tonalità della propria pelle confrontandola con la tabella presente sulla confezione e sul manuale d'istruzione.
- Identificare una piccola zona da trattare.
- Radere la zona da trattare.
- Dopo aver impostato la potenza più bassa applicare il manipolo alla zona. Impugnare correttamente il manipolo accertandosi che la mano tocchi l'elettrodo base di energia galvanica (7). Se non si avverte nessun fastidio, emettere il primo impulso. Se dopo l'impulso non si avverte nessun tipo di fastidio, aumentare la potenza al livello successivo, spostare il manipolo sulla porzione di pelle attigua ed emettere un nuovo flash. Aumentare il livello di potenza su ogni porzione di pelle successiva fino a raggiungere il livello massimo sopportabile dal tipo di pelle. Durante il trattamento è possibile (e normale) sentire una sensazione di calore sulla pelle. Se si avverte invece una sensazione di fastidio significa che il livello massimo di potenza sopportato è quello precedente.
- Dopo 1 ora controllare la zona: se non è presente arrossamento e/o sensazione di fastidio, è possibile iniziare il trattamento nella zona testata con l'ultimo livello di energia impostato. Il persistere di arrossamento indica che il livello massimo di potenza tollerato dalla propria pelle è il precedente. Ripetere il patch test su ogni parte del corpo che si desidera trattare.

Sebbene sia estremamente rara, se dovesse perdurare una ipersensibilità per più di 24 ore, si consiglia di consultare un medico.



#### **ATTENZIONE!**

**La potenza erogata influisce direttamente sul risultato, ma a causa del principio termico del trattamento, non si deve superare la soglia massima che la propria pelle riesce a tollerare. Questa soglia è di norma alta**

**per le pelli chiare e bassa per le pelli scure perché, la presenza di melanina che scurisce la pelle, aumenta la produzione di calore. Non superare la soglia massima che la propria pelle riesce a tollerare senza nessun tipo di fastidio.**

### PREPARAZIONE DELLE ZONE DA TRATTARE

- La pelle deve essere rasata, pulita, asciutta e senza trucco, antitraspiranti o deodoranti.
- Sul viso, se i peli scuri da trattare sono pochi e diradati non è necessario radere la zona ma è sufficiente accorciarli con le forbici. Se i peli sono molto corti (circa 1-2 mm) e non troppo spessi, non è necessario raderli né accorciarli.
- Nei, voglie, macchie scure, tatuaggi e labbra devono essere coperte con una matita bianca o cerotti bianchi.



### ATTENZIONE!


**Prima di iniziare il trattamento, leggere con attenzione i paragrafi relativi a avvertenza di sicurezza, controindicazioni, precauzioni per un uso sicuro, possibili effetti collaterali, zone di trattamento e programma di epilazione.**

## UTILIZZO

### PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Rimuovere l'apparecchio e gli altri componenti dalla confezione.

2. In caso di stoccaggio dell'apparecchio in un ambiente molto freddo, attendere che l'apparecchio abbia raggiunto la temperatura di almeno 15 °C.
3. Nel caso in cui la spina non sia già inserita nell'alimentatore (8), prendere l'alimentatore (8), tirare verso il basso il tastino "Open" e inserire nell'apposito alloggiamento la spina (8A o 8B o 8C) adatta alla presa di corrente dell'impianto elettrico.
4. Inserire il cavo dell'alimentatore (8) nella connessione dell'alimentatore (3).
5. Inserire l'alimentatore (8) in una presa elettrica: tutti gli indicatori luminosi sul pannello di controllo (5) si accenderanno e spegneranno ripetutamente, in sequenza luminosa circolare.



**ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio se vi sono segni di danni visibili.**

### TRATTAMENTO

6. Premere il Tasto di accensione/spegnimento e impostazione livello di energia (5A): la luce di indicazione livello di energia 1 verde (5B) si illumina e il sistema di ventilazione si attiva (si sentirà un suono simile al rumore di un fon).
7. Circa 1 secondo dopo aver premuto il tasto di accensione/spegnimento e impostazione livello di energia (5A), la luce di indicazione colore pelle/dispositivo pronto arancione (5C) si illumina: l'apparecchio si imposta automaticamente al livello di energia più basso.
8. Impostare il livello di energia con cui si desidera effettuare il trattamento. Per impostare il livello di energia seguire le indicazioni del capitolo Approfondimenti prima dell'utilizzo.
9. Applicare con fermezza la superficie di trattamento (1A) alla pelle. Solo quando

la superficie di trattamento (1A) e l'elettrodo base di energia galvanica sono completamente a contatto con la pelle, la luce di indicazione colore pelle/dispositivo pronto (5C) inizia a lampeggiare lentamente. Accertarsi di toccare con la mano l'elettrodo base energia galvanica (7), che si trova sul retro dell'apparecchio, per attivare il circuito di energia galvanica.

10. Premere il tasto di attivazione di impulso (2). L'apparecchio verifica immediatamente il colore della pelle: se il colore della pelle è abbastanza chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio attiva il circuito di energia galvanica ed è possibile avvertire un leggero pizzicore. Si tratta di una sensazione normale: l'energia galvanica favorisce l'apertura dei pori migliorando l'azione dell'impulso luminoso. Subito dopo l'apparecchio emette l'impulso di luce sulla pelle accompagnato da un suono, e la luce di indicazione colore pelle/dispositivo pronto (5C) si spegne. È possibile avvertire una lieve sensazione di calore e pizzicore. Se si avverte un calore eccessivo, pizzicore o se compaiono sulla pelle vesciche o piccole ustioni, interrompere immediatamente l'uso.  
Nota: se l'apparecchio non emette nessun impulso luminoso, e la luce di indicazione colore pelle/dispositivo pronto (5C) lampeggia velocemente, significa che la tonalità della pelle è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo.
11. Rimuovere la superficie di trattamento (1A) dalla zona di pelle trattata.
12. Dopo pochi secondi (a seconda del livello di energia impostato) dall'emissione dell'impulso precedente la luce di indicazione colore pelle/dispositivo pronto (5C) si accende nuovamente.
13. Scegliere la modalità di applicazione per continuare il trattamento.

#### Metodo a Impulso

- 14A. Spostare la superficie di trattamento (1A) su una nuova porzione di pelle. Usare i segni di pressione lasciati precedentemente per posizionare la superficie di trattamento

sulla porzione di pelle contigua, evitando sia intervalli che sovrapposizione di impulsi (Vedi paragrafo "Copertura completa della zona da trattare").

- 15A. Ripetere il processo cominciando nuovamente dal punto 8, fino a coprire tutta la zona da trattare.

#### Metodo a Scorrimento

- 14B. Mantenere premuto il tasto di attivazione dell'impulso (2) e con un lento movimento di scivolamento, senza interrompere il contatto con la pelle, far scorrere senza interruzione il dispositivo lungo l'area da trattare. Il tempo di ricarica tra un impulso e l'altro consente una sequenza ininterrotta di flash. Assicurarsi di coprire tutta la zona che si intende trattare, allo stesso tempo evitando di passare più volte sulla stessa zona durante il medesimo trattamento.

#### DOPO IL TRATTAMENTO

16. Premere il tasto di accensione/spengimento e impostazione livello di energia (5A): tutte le luci inizieranno a lampeggiare in maniera sequenziale.
17. Ricordare il livello di energia usato per la seduta di trattamento, poiché non sarà ripristinato quando l'apparecchio verrà nuovamente acceso.
18. Staccare il cavo dell'alimentatore (8) dalla presa elettrica.

#### Cura della pelle dopo la seduta di epilazione.

Vedi paragrafo "Altre precauzioni per un uso sicuro".

## MANUTENZIONE



**ATTENZIONE! Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione.**



## PULIZIA E CONSERVAZIONE

Si raccomanda di pulire l'apparecchio e la superficie di trattamento (1A), dopo ogni seduta di epilazione:

- Staccare l'apparecchio dall'alimentatore (8) prima di pulirlo.
- Pulire delicatamente la superficie del manipolo e la superficie di trattamento (1A) con un panno asciutto e pulito.
- Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dall'acqua.

## PROBLEMI E SOLUZIONI

<b>L'apparecchio non si accende</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accertati che l'alimentatore (8) sia inserito in modo corretto nella connessione dell'alimentatore (3).</li> <li>2. Accertati che l'alimentatore (8) sia inserito in una presa elettrica nel muro.</li> </ol>
<b>Quando premo il tasto di attivazione dell'impulso (2) l'impulso galvanico non viene attivato</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accertati che la mano che impugna l'apparecchio tocchi l'elettrodo base di energia galvanica (7). Per attivare l'energia galvanica è necessario che, contemporaneamente alla pressione del tasto di attivazione dell'impulso (2), la mano tocchi l'elettrodo base di energia galvanica (7) e la pelle della zona da trattare sia contemporaneamente a contatto con l' elettrodo di contatto di energia galvanica (1C)</li> </ol>

### Quando premo il tasto di attivazione dell'impulso (2) non viene emessa una luce

1. Accertati che la luce di indicazione colore pelle/dispositivo pronto (5C) lampeggi per assicurare di avere un buon contatto con la pelle e che la superficie di trattamento (1A) venga premuta in modo uniforme e con fermezza sulla pelle. OPPURE
2. Verifica la luce di indicazione colore pelle/dispositivo pronto (5C): se lampeggia velocemente significa che la tonalità della pelle è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza IMETEC. OPPURE
3. Controlla le luci di indicazione livello di energia verdi (5B): se una o più luci di indicazione livello di energia (5B) lampeggiassero mentre la luce di indicazione colore pelle/dispositivo pronto arancione (5C) rimane spenta, significa la presenza di un errore di sistema. Se il problema persiste, contatta il Centro di Assistenza Clienti IMETEC. OPPURE
4. Verifica se la luce di indicazione colore pelle/dispositivo pronto arancione (5C) e le luci di indicazione livello di energia verdi (5A) stanno lampeggiando tutte contemporaneamente. Se ciò accadesse, disconnettere il dispositivo dalla fonte d'alimentazione elettrica. Il dispositivo ha concluso il proprio ciclo di vita operativa e deve essere smaltito in modo appropriato.

## SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei

centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 metri quadrati è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 centimetri. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

## ASSISTENZA E GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o la sostituzione senza spese dell'apparecchio, salvo che uno dei due rimedi risulti sproporzionato rispetto all'altro. L'acquirente ha l'onere di denunciare a un Centro Assistenza autorizzato il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,

- Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili,
- Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso,

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle **circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione** dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente libretto in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

### Modalità di assistenza

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza autorizzato. L'apparecchio difettoso, se in garanzia, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.



## INTRODUCTION

*Dear customer, thank you for choosing our product. We feel certain you will appreciate its quality and reliability as it was designed and manufactured with customer satisfaction in mind. These instructions for use comply with the European Standard EN 82079.*



### **WARNING! Instructions and warnings for a safe use**

**Before using this appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety notes and warnings, which must be complied with. Keep this manual together with its illustrative guide for future consultation. Should you transfer the appliance to another user, make sure to hand over this documentation as well.**

**NOTE:** should any part of this manual be difficult to understand or any doubt arise, contact the company at the address indicated on the last page before using the product.

**NOTE:** partially sighted persons can consult the digital version of these instructions for use on the website [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## INDEX

Safety notes	page 33
Symbols	page 37
Product use contraindications	page 38
Other precautions for safe use	page 42
Possible side effects	page 45
Description of the appliance and its accessories	page 48
Treatment areas	page 49
Hair removal program	page 50
Information before use	page 51
Use	page 55
Maintenance	page 58
Troubleshooting	page 58
Disposal	page 59
Assistance and warranty	page 60
Skin tone range	I
Product technical data	II
Adaptor technical data	II
Illustrative guide	III

## SAFETY NOTES

- After removing the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and the presence of any damage caused by transport. If in doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.



**CAUTION!** Remove any communication material such as labels, tags etc. from the appliance before use.



**WARNING!** Risk of suffocation.

Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of reach of children.

- This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, namely as an epilator for home use. Any other use is considered not compliant with the intended use and therefore dangerous.
- Before connecting the appliance to the mains supply, make sure that the voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance correspond to those of the mains supply. These technical data are present on the appliance or on the power supply unit, if any (see illustrative guide).
- This appliance can work automatically at a frequency of 50 Hz or 60 Hz.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided.
- This appliance can be used by persons aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not use the appliance. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

- DO NOT use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.
- DO NOT pull the supply cord or the appliance itself to remove the plug from the socket.
- DO NOT pull or lift the appliance by the supply cord.
- DO NOT expose the appliance to humidity or atmospheric agents (rain, sun, etc.) or extreme temperatures.
- The appliance must not be left unattended while it is connected to the mains supply.
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.

- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA (ideal 10 mA) is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.



**WARNING! DO NOT** use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

- This appliance shall not come into contact with water, other liquids, spray, steam. For any cleaning and maintenance operation refer to the instructions in the relevant chapter.
- DO NOT use this appliance on animals.
- This appliance is for personal use only: DO NOT share the use of the appliance.
- For the features of the appliance, refer to the external packaging.
- Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.
- This appliance is NOT suitable for use in the presence of flammable

anaesthetic mixtures with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

- DO NOT obstruct the ventilation filters.
- DO NOT use the appliance if the skin colour sensor is cracked or broken.
- DO NOT use the appliance if the external casing is cracked or broken
- DO NOT use the appliance if the lamp is damaged or if the treatment surface is cracked, chipped or missing.

## SYMBOLS

	<i>Warning</i>		<i>Double insulation</i>
	<i>Prohibited</i>		<i>Only for indoor use</i>
	<i>Not suitable for use in the bath or shower</i>		<i>Away from the eyes</i>
	<i>Stand-by</i>		<i>Device ready for pulse emission</i>
	<i>Power supply connector polarity</i>		<i>No tanned skin</i>

## PRODUCT USE CONTRAINDICATIONS



**WARNING!** Safety notes. Read before using the appliance.

**This appliance is NOT suitable for use by everyone. Read and take all information contained in the following paragraph into account before using the product. For more information and personalised advice visit [www.bellissima.com](http://www.bellissima.com).**

If you are unsure whether you can use the appliance or not, ask your doctor or dermatologist!

**⊘ DO NOT USE THE APPLIANCE IF ONE OF THE FOLLO WING CONDITIONS APPLIES:**

- During pregnancy or nursing
- After exposure to the sunlight or artificial tanning in the past 28 days
- If you have tattoos or permanent makeup in the treatment area
- If you have dark brown or black spots, such as large freckles, birth marks, moles or warts in the treatment area
- If you have active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (such as herpes outbreaks) in the treatment area. Wait for the area to be healed before using the appliance
- If you have a history of keloidal scar formation
- If you are aware of being photosensitive
- If you take medicines which make skin more sensitive to light,

including non steroidal anti-inflammatories (like aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonylurea, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alfa hydroxy acids (AHA), beta hydroxy acids (BHA), Retin-A®, Accutane® and / or topical rethinoids or azelaic acid.

- If you have abnormal skin conditions, like albinism or vitiligo
- If you have varicose veins in the treatment areas
- If you are being or have recently been treated with alfa hydroxy acids (AHA), beta hydroxy acids (BHA), Retin-A®, topical rethinoids or azelaic acid
- If you have abnormal skin conditions caused by diabetes or other systemic or metabolic disorders
- If you have been treated with Accutane® (isotretinoin) for the past 6 months
- If you have been on steroids during the last 3 months
- If you have a history of herpes outbreaks in the treatment area, unless you have consulted your doctor and have been treated before using the appliance
- If you suffer from epilepsy
- If you carry an active system, such as a pacemaker, an incontinence aid, an insulin pump, etc.
- If you suffer from diseases related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies
- If you have undergone radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months

- **Any other problem or condition which in your physician's opinion would make treatment unsafe for you.**



**WARNING! The appliance may be less effective in removing hair from women with hormonal disorders since they might cause excessive hair growth, hirsutism or increased hair growth on the face and neck. If in doubt, consult your doctor.**

#### THE COLOUR OF YOUR SKIN

The appliance removes unwanted hair and selectively affects the hair pigment. Various amounts of pigment (melanin) are also found in the surrounding skin tissue. The amount of pigment in the skin, which affects the skin tone, determines the risk posed to the skin when any type of pulsed light epilation is used.



**WARNING! Before using the appliance, compare your complexion with the skin tone range provided in this manual and/or on the package of the product the appliance.**

#### NATURALLY DARK SKIN



**WARNING! DO NOT use the appliance on naturally dark or tanned skin.**

Using the appliance on dark skin can cause adverse effects such as burns, blisters and changes in the colour of the skin (hyper or hypo-pigmentation).

#### SKIN COLOUR SENSOR

The appliance has a skin colour sensor (1B) that measures the tone of the skin in the area that is to be treated at the beginning of each session and occasionally during the session. The skin colour sensor (1B) ensures that pulses are only emitted on suitable skin tones.

#### TANNED SKIN



**DO NOT use the appliance with energy levels from 2 to 5 on tanned skin or after recent exposure to the sun and/or tanning beds. Do not expose the treated areas to the sun. Such use can cause serious burns, wounds, blisters and changes in the colour of the skin (hyper or hypo-pigmentation).**

Tanned skin, especially after sun exposure, contains large amounts of melanin.

This applies to all types of skin and complexions, including those that do not seem to tan quickly. The presence of large amounts of melanin, expose the skin to greater risk when light epilation methods are used.

**If the appliance is going to be used at energy levels between 2 and 5, avoid exposure to the sun and/or tanning beds for 4 weeks**

**before the treatment. The appliance can be used after exposure to the sun only if the energy level is set to the lowest level (level 1).**

Exposure to the sun means constant unprotected direct exposure to sunlight for more than 15 minutes or constant unprotected indirect exposure to sunlight for more than 1 hour.

Always protect recently treated skin when exposed to the sun, making sure to carefully spread sun cream SPF 30 or higher for 2 weeks after each hair removal session.

## OTHER PRECAUTIONS FOR A SAFE USE

### THE EYES



**DO NOT use the appliance around or near the eyes.**

The appliance can be used to remove hair in a delimited part of the face. Special care must be taken to avoid the eyes when treating this area.

### BEFORE THE TREATMENT

- **DO NOT look directly at the light emitted from the treatment surface.**
- **DO NOT point the treatment surface whilst emitting pulsed light towards an empty space.**



**WARNING! Keep away from the eyes.**

- **DO NOT use the appliance on any part of the body where you may wish hair to grow subsequently.**
- **DO NOT USE THE APPLIANCE ON NIPPLES OR GENITAL ORGANS.**

### THE POWER LEVEL

Select the power level CAREFULLY!

The power level refers to the intensity of the pulse of light that is projected on the skin and ranges from the lowest to the highest. The power level LEDs (5B) indicate the set power level.

When the power level increases, the results improve, however, the risk of side effects also increases (refer to “Possible side effects”).

- **Always start the treatment at the lowest energy level.**
- **Always shave the area that is to be treated and make sure the skin is clean and dry before using the appliance.**

The best results are achieved 3 days after shaving, when the hairs are 1-2 mm long.

Only if you feel little or no discomfort during and after use with the power level set to the lowest can you increase the power by one level, and so forth until you reach the maximum level suitable for your skin type. For detailed instructions regarding the power level, refer to “Power Level” in “Information before use”.

- On your face, if there are few and thin dark hairs to be treated, it is not necessary to shave the area, only trim them shorter with scissors. If the hairs are very short (approximately 1-2 mm) and not too thick, there is no need to shave nor trim them.



- **Cover any birthmark and tattoos before using the appliance.**
- **Cover dark brown or black spots, such as large freckles, a birthmark, moles or warts before using the appliance.**
- **⊘ DO NOT use flammable liquids, such as alcohol, products containing alcohol (including perfume, sanitary products, etc.) or acetone to clean the skin before using the appliance.**

#### THE PATCH TEST

It is recommended to perform a patch test before starting treatment, in order to identify the maximum tolerance of your skin to light pulses. Refer to “Information before use” for instructions regarding the patch test.

#### DURING TREATMENT



**WARNING! AVOID treating the same skin area more than once or overlapping skin areas.**



**WARNING! DO NOT overlap pulses.**

- **If the skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY.**
- **Ensure that the treatment surface is pointed towards the skin, and is completely in contact with it.**
- **Remove the treatment surface from the skin if the skin or the treatment surface become excessively hot.**

#### AFTER TREATMENT

- After treatment it is possible to apply an alcohol and perfume-free, gentle or soothing moisturising cream or lotion to the area.
- **After treatment at energy levels between 2 and 5, DO NOT intentionally expose the skin to sunlight and/or solarium lamps.**
- **Apply sunscreen protection SPF 30 or higher to skin treated at any energy level when not intentionally exposed to sunlight for 2 weeks after each hair removal session.**



**WARNING! The use of the appliance may cause temporary changes in pigmentation. (See “Possible side effects” section).**

#### POSSIBLE SIDE EFFECTS

Side effects and complications associated with the appliance are rare when used according to the instructions.

However, any cosmetic procedure, including those intended for home use, pose a potential risk. It is therefore important to understand and acknowledge the risks and complications that may occur when using pulsed light epilation systems designed for home use.

**In case of any side effects or complications, contact your doctor or dermatologist.**

Negative Event	Probability of the Negative Event	Negative Effect	Probability of the Negative Effect
Accumulated multiple pulses or overlapping on the same section of skin	Minimum	Minimal Discomfort to the Skin	Minimum
		Redness on the Skin	Minimum
		Greater Skin Sensitivity	Minimum
		Wounds and burns	Rare
		Scars	Rare
		Changes in Pigmentation	Rare
		Excessive Swelling and Redness	Rare
		Infection	Negligible
		Bruising	Negligible

### Minimal Discomfort to the Skin

Despite home use pulsed light epilation is generally very well tolerated, most users experience mild discomfort during use, which is usually described as a slight feeling of warmth or tingling in the treated sections. This feeling can be felt during the treatment or a few seconds after.

Any other discomfort is not normal and treatment must be stopped because your skin does not tolerate the hair removal treatment or the power level setting is too high.

### Redness on the Skin

The skin may become red immediately after using the appliance or within the subsequent 24 hours. The redness usually disappears within 24 hours. Consult your doctor if the redness does not disappear within 2 or 3 days.

### Greater Skin Sensitivity

The treated skin becomes more sensitive and may become dry or flaky.

### Wounds and Burns on the Skin

Very rarely, burns or wounds may appear after the treatment. Burns or wounds can take several weeks to heal and very rarely, may leave a visible permanent scar.

### Scars

Even though it is very rare, permanent scarring may occur. Generally, when scars are formed, they appear flat and white (hypotrophic).

However, the scar may also be big and red (hypertrophic) or big and beyond the wound itself (keloid). Subsequent aesthetic treatment may be required to improve the appearance of the scar.

### Changes in Pigmentation

In some rare cases, there lies the risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discolouration) or hypopigmentation (whitening) in the skin surrounding the hair. The risk of changes in skin pigmentation is higher in persons who have a dark skin tone. Generally, discolouration or changes in the skin pigment are temporary, and permanent hyperpigmentation or hypopigmentation is rare.

### Excessive Swelling and Redness

In some rare cases, the skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive parts of the body. The redness and swelling should lessen in the following 2 to 7 days and ice must be applied often. The area can be cleaned gently, however, avoid exposure to sun.

## Infection

Skin infection is very rare, however, it may still occur following a burn or wound caused by the appliance.

## Bruising

Very rarely, blue-purple bruising may be caused after using the appliance and may last for 5 to 10 days. As the bruise fades, rust-brown skin discolouration may occur (hyperpigmentation), which may be permanent.

Please consult your doctor or dermatologist in the case of side effects or complications.

## DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

Home use pulsed light appliance, based on HPL technology (Home Pulsed Light) to permanently reduce unwanted hair. Permanent hair reduction means long-term reduction in the amount of hairs that grow after a course of treatment.

The appliance emits a light pulse that is absorbed by the pigment in the hair. The light beam is conveyed to the hair follicle, thereby generating heat that can deactivate it. The appliance is also equipped with two electrodes that generate galvanic energy to boost the action of the light pulse.


Refer to the Illustrative guide (III) to check the content of the package.

1. Lamp
  - 1A. Treatment surface
  - 1B. Skin colour sensor
  - 1C Galvanic energy contact electrode
2. Pulse activation button
3. Power supply unit connection
4. Ventilation filters

5. Control panel
  - 5A. Power level setting and on/off button
  - 5B. Power level LEDs
  - 5C. LEDs to check the skin colour and indicate the device is ready.
6. Product technical data
7. Galvanic energy base electrode
8. Plug
  - 8A. Plug A, 8B. Plug B, 8C. Plug C
9. Plug technical data
  - A. Skin tone range

For the appliance features, refer to the external packaging.  
Use only the supplied accessories.

## TREATMENT AREAS



The appliance can be used to remove unwanted body hair in the following areas:  
underarms, bikini line, arms, legs, back and chest.

Women can also use it in the part indicated by the white dashed line.

It is important to only treat the facial areas where there is visible thick and dark superfluous hair. Areas with thin fair hair, often on and under the chin, must not be treated.

## HAIR REMOVAL PROGRAM

A typical cycle of hair growth can take 18 to 24 months. During this time, more sessions may be required to achieve permanent hair removal.

Hair removal efficacy varies from person to person and in different body parts, according to the hair colour and level of tolerance of one's own skin.

Recommended treatment plan in a complete hair growth cycle:

- From session 1 to session 4: sessions must be held two weeks apart from each other.
- From session 5 to session 7: sessions must be held four weeks apart from each other.
- The subsequent maintenance sessions can be performed from time to time, when and if necessary, until long-lasting results are achieved.

**ⓘ NOTE: The hair removal results will not be enhanced if the same part of the body is treated more often than recommended (every two weeks).**

Dormant hair follicles can be reactivated due to hormonal and physiological changes. Therefore, occasional hair removal sessions may be required.

The individual reaction depends on the type of hair and biological factors that may affect the growth cycle of hair. Some people can react quicker or slower with regards to the recommended hair removal plan.

In any case, a long-lasting result cannot be expected with only one or two sessions.

**The appliance is not effective on white hair. The appliance may be less effective on natural grey, light blonde and red hair.**

## INFORMATION BEFORE USE

### POWER LEVEL

The appliance can be set to 5 power levels; 1 (lowest) to 5 (highest), indicated by 5 power level LEDs (5B).

### SETTING THE POWER LEVEL

Press the power level setting and on/off button. Each time it is pressed, the power level increases by 1 up to 5, after which it returns to level 1.

Perform this action until the desired level is set.

The green power level LED (5B) will light up in line with the set power level.



**WARNING! Always start a hair removal session by setting the energy level detected by the patch test.**

### SKIN COLOUR SENSOR (1B)

Using the pulsed light epilation system on dark skin can cause adverse effects such as burns, blisters and changes in the colour of the skin (hyper or hypo-pigmentation).

The appliance has a skin colour sensor (1B) that measures the tone of the skin in the area that is to be treated at the beginning of each session and occasionally during the session.

If the skin colour sensor (1B) detects a complexion that is too dark for the treatment, the appliance stops emitting the light pulses automatically and the skin colour/device-is-ready LED (5C) starts to flash rapidly.

If this occurs, try to use the appliance on another part of the body or contact the IMETEC service centre.

## THE TWO APPLICATION METHODS

The device can be applied in two ways: “by Pulse” and “Sliding”.

### By Pulse Method

The by pulse method is optimal when using higher power levels as it allows for better control of the skin areas being covered. Each time the pulse activation button is pressed (2), a light pulse is emitted.

A precise technique must be followed when using the by pulse method to make sure the entire treatment area is covered and dangerous overlapped pulses are prevented:

- Imagine the treatment area is divided in rows.
- Emit a light pulse proceeding in order, starting from one end of each row and continuing to the other end (from the bottom upwards or right to left, depending on the treatment area).

The area covered by the treatment surface (1A) leaves temporary marks on the skin due to the light pressure applied by the handpiece.

These marks remain visible for a few moments and are useful to establish the subsequent pulse position.

### Sliding Method

The Sliding method is optimal when using low power levels and it allows for faster and more efficient sessions. When using the Sliding method, keep the pulse activation button (2) pressed and slide the device in a slow gliding motion while remaining in contact with the skin, along the area to be treated.

At lower power levels (1 and 2), the device takes only 1 to 1.5 seconds to recharge between one pulse and another, thereby allowing an uninterrupted sequence of flashes.



**WARNING! DO NOT overlap impulses.**

**DO NOT treat the same area of skin more than once per hair removal session!**

**If an excessive heat is felt, skin itches or it blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY.**

### HOW TO PERFORM THE PATCH TEST

Since the skin tone and its sensitivity vary from one body part to another, a patch test should be performed on each part of the body that is to be treated.

- First check the tone of your skin by comparing it to the table on the package and in the instruction manual.
- Identify a small area that is to be treated.
- Shave the area that is to be treated.
- After setting the lowest power level, apply the handpiece to the area. Grip the handpiece correctly making sure that your hand is touching the galvanic energy base electrode (7). If you do not feel any discomfort, deliver the first pulse. If no discomfort is felt after the pulse, increase the power to the next level, move the handpiece to the adjacent skin area and emit another pulse. Increase the power level on each subsequent area of skin until the maximum tolerable level for the skin type. A feeling of heat can be felt on the skin during the treatment, and this is normal. If discomfort is felt, the maximum tolerable power level is the previous one.

- Check the area after 1 hour: if there is no reddening and/or discomfort, it is possible to start treatment in the tested area at the last energy level setting. If redness persists, the maximum tolerable power level for your skin type is the previous one. Repeat the patch test on every part of your body that you wish to treat.

Even though it is extremely rare, if hypersensitivity should persist for over 24 hours, it is recommended to consult a doctor.



**WARNING! The power output directly affects the result, however, due to the principle of heat of the treatment, the maximum limit tolerated by one's skin must not be exceeded. This limit is normally high for fair skin and low for dark skin because melanin, that darkens the skin, increases the production of heat. DO NOT exceed the maximum limit that your skin tolerates with no discomfort whatsoever.**

#### PREPARING THE AREAS THAT ARE TO BE TREATED

- The skin must be shaved, clean, dry, with no make-up, anti-perspirant or deodorant.
- On your face, if there are few and thin dark hairs to be treated, it is not necessary to shave the area, only trim them shorter with scissors. If the hairs are very short (approximately 1-2 mm) and not too thick, there is no need to shave nor trim them.

- Moles, birthmarks, dark spots, tattoos and lips must be covered with a white pencil or white patches.




**WARNING! Carefully read all warnings and safety precautions, possible adverse reactions, treatment areas and epilation programme.**

## USE

#### PREPARING THE APPLIANCE

1. Remove the appliance and the other components from the package.
2. If the appliance is stored in a very cold place, wait for it to reach at least 15 °C.
3. If the plug has not been inserted into the power supply unit (8), hold the power supply unit, pull the "Open" key downwards and insert the plug (8A, 8B or 8C) which is suitable for the socket of the electrical system, into the relative slot.
4. Insert the cable of the plug (8) into the power supply connection (3).
5. Insert the plug (8) into a socket: all the LEDs on the control panel (5) will go on and off repeatedly in a circular sequence.



**WARNING! DO NOT use this appliance if there are visible signs of damage.**

**TREATMENT**

6. Press the power level setting and on/off button (5A): the green power level 1 LED (5B) lights up and the ventilation system is activated (you will hear a sound similar to that of a hair dryer).
7. About 1 second after having pressed the power level setting and on/off button (5A), the skin colour/device-is-ready LED (5C) lights up: the device is automatically set to the lowest power level.
8. Set the energy level that you wish to use for the treatment. To set the energy level, follow the directions provided in the 'Information before use' chapter.
9. Apply the treatment surface (1A) firmly on the skin. Only when the treatment surface (1A) and the galvanic energy base electrode are entirely in contact with the skin, the skin colour/device-is-ready LED (5C) starts to flash slowly. Be sure to touch the galvanic energy base electrode (7) located on the back of the appliance, with your hand, to activate the galvanic energy circuit.
10. Press the pulse activation button (2). The appliance will immediately check your skin colour: if the skin colour is fair enough for safe application the appliance will activate the galvanic energy circuit and you may experience a slight tingling sensation. This is a normal sensation: galvanic energy helps open the pores, improving the action of the light pulse. Immediately afterwards, the appliance delivers the light pulse onto your skin, accompanied by a sound, and the skin colour/device ready indicator light (5C) switches off. A slight tingling sensation may be felt. Stop using the appliance immediately if excessive heat or tingling is felt or blisters or small burns appear on the skin.  
 Note: if the appliance does not emit a light pulse and the skin colour/device-is-ready LED (15) flashes rapidly, the skin tone is too dark for safe application. Try to use the appliance on another part of the body.
11. Remove the treatment surface (1A) from the treated area.

12. A few seconds (depending on the power level set) after the previous pulse is emitted, the skin colour/device-is-ready LED (5C) goes on again.
13. Select the application mode to continue the treatment.

**By Pulse Method**

- 14A. Move the treatment surface (1A) to another section. Use the pressure marks left previously to place the treatment surface on the adjacent section, avoiding overlapped pulses (See "Covering the entire treatment area").
- 15A. Repeat the process, starting from point 8, until the entire area to be treated is covered.

**Sliding Method**

- 14B. Keep the pulse activation button (2) pressed and slide the device in a slow gliding motion while remaining in contact with the skin, along the area to be treated. The recharging time between pulses allows for an uninterrupted sequence of flashes. Make sure the entire area you intend to treat is covered while avoiding to go over the same area a number of times during the same session.

**AFTER TREATMENT**

16. Press the power level setting and on/off button (5A): all the LEDs will flash sequentially.
17. Remember the power level used for the treatment session as this will be reset when the appliance is next switched on.
18. Disconnect the adaptor cable (8) from the socket.

**Caring for the skin after the hair removal session.**

See "Other precautions for safe use".

## MAINTENANCE



**WARNING! Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance.**

### CLEANING AND STORING

It is recommended to clean the appliance and the treatment surface (1A) after each hair removal session:

- Disconnect the appliance from the power supply (8) before cleaning it.
- Clean the surface of the handpiece and the treatment surface (1A) gently, with a dry, clean cloth.
- Store the appliance in a cool and dry place, away from heat and water.

## TROUBLESHOOTING

<b>The appliance does not go on</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Make sure the plug (8) is inserted correctly into the power supply connection (3).</li> <li>2. Make sure the plug (8) is inserted into a wall socket.</li> </ol>
<b>When I press the pulse activation button (2) the galvanic pulse is not delivered</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Make sure that the hand holding the appliance is touching the galvanic energy base electrode (7). To activate the galvanic energy it is necessary to press the pulse activation button (2) as your hand touches the galvanic energy base electrode (7) and the skin on the area to be treated is also touching the galvanic energy contact electrode (1C) at the same time.</li> </ol>

**No light is emitted when the pulse activation button (2) is pressed**

1. Make sure the skin colour/device-is-ready LED (5C) flashes, which indicates good contact with the skin, and the surface treatment (1A) is evenly and firmly pressed on the skin. OR
2. Verify the skin colour/device-is-ready LED (5C): if it flashes rapidly, the skin tone is too dark for safe application. Try to use the appliance on another part of the body or contact the IMETEC service centre. OR
3. Check the green power level LEDs (5B): a system error is present if one or more power level LEDs (5B) flash while the skin colour/device-is-ready orange LED (5C) remains off. If the problem persists, contact the IMETEC Customer Service Centre. OR
4. Verify whether the skin colour/device-is-ready orange LED (5C) and the green power level LEDs (5A) are flashing all at once. If this happens, disconnect the device from the power supply. The device has completed its operational life cycle and must be disposed of properly.

## DISPOSAL



The product is packaged in recyclable materials. Dispose of packaging in accordance with the environmental protection standards.



Pursuant to Art. 26 of Italian Legislative Decree no. 49 of 14 March 2014 "Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)", the crossed bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be disposed of separately from other waste at the end of its useful life.

The user must therefore take the appliance to an appropriate recycling centre for electrical and electronic equipment. Alternatively, instead of handling the disposal, the appliance can be handed over to the retailer when a new, equivalent appliance is purchased. Retailers of electronic products having a sales area of at least 400 m<sup>2</sup> can also be handed electronic products that are to be disposed of measuring



less than 25 cm, free of charge and with no obligation to buy. Appropriate separate collection for the subsequent procedure for the decommissioned appliance for recycling, which includes treatment and environmentally friendly disposal helps prevent adverse effects on the environment and health and promotes reusing and/or recycling materials that the appliance consists of.

## ASSISTANCE AND WARRANTY

The appliance is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase. Evidence shall be taken as the date indicated on the receipt/invoice (provided it is legible), unless the buyer can prove that the delivery occurred later. In the event of a defect in the product which existed prior to the date of delivery, appliance repair or replacement is guaranteed free of charge, unless one of the two solutions is disproportionate to the other. The buyer has the obligation to notify an authorised Service Centre of the non-conformity within two months from discovering the defect. The warranty does not cover any part that may be defective due to:

- a. Damage from transport or accidental drops,
- b. Incorrect installation or inadequate electrical system,
- c. Repairs or alterations made by unauthorised personnel,
- d. Poor or incorrect maintenance and cleaning,
- e. Product and/or product parts subject to wear and/or consumables,
- f. Failure to comply with the appliance's operating instructions negligent or careless use,

The list above is purely indicative and not exhaustive and in any case, this warranty shall not cover all **circumstances that cannot be attributed to manufacturing defects** of the appliance. In addition, the warranty does not cover any case of improper

use of the appliance and professional use. We disclaims any liability for any damage that may directly or indirectly be caused to persons, property and domestic animals as a result of failure to comply with all the instructions provided in this installation, use and maintenance booklet of the appliance.

This is without prejudice to any contractual warranty claims against the seller.

### Methods of support

Appliance repairs must be carried out by an authorised Service Centre. If the faulty appliance is under warranty, it must be sent to the Service Centre together with a fiscal document that can confirm the date of sale or delivery.

## INTRODUCCIÓN

*Estimado cliente, gracias por haber elegido nuestro producto. Estamos seguros de que usted podrá apreciar su calidad y fiabilidad, ya que ha sido diseñado y fabricado considerando la satisfacción del cliente. Estas instrucciones de uso respetan la norma europea EN 82079.*



### ¡ADVERTENCIA! Instrucciones y advertencias para un uso seguro

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y, especialmente, las observaciones y advertencias de seguridad, que se deben respetar. Guarde este manual junto con su guía ilustrativa para consultas futuras. Si el aparato se cediera a otro usuario, asegúrese de entregarlo también junto con esta documentación.

**ⓘ NOTA:** Si tuviera dificultad en la comprensión de cualquier parte de este manual o surgieran dudas, póngase en contacto con la empresa a través de la dirección indicada en la última página, antes de usar el producto.

**ⓘ NOTA:** Las personas con baja visión pueden consultar la versión digital de este manual de instrucciones en la página web [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## ÍNDICE

Advertencias de seguridad	página 63
Símbolos	página 67
Contraindicaciones de uso del producto	página 68
Otras precauciones para un uso seguro	página 72
Posibles efectos secundarios	página 75
Descripción del aparato y de los accesorios	página 78
Zonas de tratamiento	página 79
Programa de depilación	página 80
Información detallada antes del uso	página 81
Uso	página 85
Mantenimiento	página 88
Problemas y soluciones	página 88
Eliminación	página 90
Asistencia y garantía	página 90
Gama de tono de la piel	I
Datos técnicos del producto	II
Datos técnicos del adaptador	II
Guía ilustrativa	III

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Después de haber sacado el aparato del embalaje, compruebe que esté en perfecto estado basándose en el dibujo y si hubiera daños causados por el transporte. Si tiene dudas, no utilice el aparato y póngase en

contacto con un centro de asistencia autorizado.



**¡ATENCIÓN!** Elimine cualquier material de información, tales como sellos, etiquetas, etc. del aparato antes de su uso.



**¡ADVERTENCIA!** Riesgo de asfixia. Los niños no deben jugar con el embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

- Este aparato doméstico se debe utilizar solo para el fin para el que fue diseñado, es decir, como una depiladora para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera no conforme con el uso previsto y por lo tanto peligroso.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en los datos técnicos del aparato correspondan con los de la red eléctrica. Estos datos técnicos se encuentran en el aparato o en la fuente de suministro, de haberlos (consulte la guía ilustrativa).
- Este aparato puede funcionar de forma automática a una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz.
- El aparato solo se debe usar con la unidad de alimentación proporcionada.
- Este aparato puede ser utilizado por personas mayores de 16 años y por

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si están supervisados o instruidos sobre el uso del aparato de una manera segura y tomando conciencia de los peligros relacionados. Los niños no deben usar el aparato. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños.

- NO use el aparato con las manos mojadas, los pies húmedos o descalzos.
- NO tire del cable de alimentación o del mismo aparato para desconectar el enchufe de la toma de corriente.
- NO tire o levante el aparato mediante el cable de alimentación.
- NO exponga el aparato a la humedad o a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.) o a temperaturas extremas.
- El aparato no debe dejarse sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento y cuando el aparato no se use.
- Si el aparato se avería o funciona mal, apáguelo y no intervenga. Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado para solicitar cualquier reparación.

- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por un centro de asistencia técnica autorizado, para evitar cualquier riesgo.
- Cuando el aparato se utiliza en un cuarto de baño, desenchúfelo después de utilizarlo ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Como protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual operativa que no exceda de 30 mA (10 mA es ideal) en el circuito eléctrico de suministro del baño. Pida un consejo a su instalador.



**¡ADVERTENCIA!** NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros receptáculos que contengan agua.

- Este aparato no debe entrar en contacto con agua, otros líquidos, aerosoles o vapor. Para cualquier operación de limpieza y mantenimiento, consulte las instrucciones en el capítulo correspondiente.
- NO utilice este aparato doméstico en animales.
- Este aparato es solo para un uso personal: NO haga un uso compartido del aparato.
- Para las características del aparato, consulte el embalaje exterior.
- Utilice el aparato solo con los accesorios suministrados que son una

parte esencial del aparato.

- Este aparato NO es adecuado para usar en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.
- NO obstruya los filtros de ventilación.
- NO utilice el aparato si el sensor de color de la piel está agrietado o roto.
- NO utilice el aparato si la carcasa externa está agrietada o rota
- NO utilice el aparato si la lámpara estuviera dañada o si la superficie de tratamiento estuviera agrietada, astillada o si faltara.

## SÍMBOLOS

<i>Advertencia</i>	<i>Aislamiento doble</i>
<i>Prohibido</i>	<i>Solo para uso en interiores</i>
<i>No es adecuado para usar en el baño o la ducha</i>	<i>Lejos de los ojos</i>
<i>Stand-by</i>	<i>Dispositivo listo para la emisión del impulso</i>
<i>Conector de suministro de corriente polaridad</i>	<i>Piel no bronceada</i>

## CONTRAINDICACIONES DE USO DEL PRODUCTO



**¡ADVERTENCIA!** Observaciones sobre la seguridad.  
Lea antes de usar el aparato.

**Este aparato doméstico NO es apto para cualquier persona. Lea y tenga en consideración toda la información contenida en el apartado siguiente antes de usar el producto. Para obtener más información y un asesoramiento personalizado visite el sitio [www.bellissima.com](http://www.bellissima.com).**

¡Si no está seguro de si puede utilizar el aparato o no, pregunte a su médico o dermatólogo!

### ⊘ NO UTILICE EL APARATO EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

- Durante el embarazo o la lactancia
- Después de la exposición a la luz solar o del bronceado artificial en los últimos 28 días
- Si tiene tatuajes o maquillaje permanente en la zona de tratamiento
- Si tiene manchas de color marrón oscuro o negro, como pecas grandes, marcas de nacimiento, lunares o verrugas en la zona de tratamiento
- Si usted tiene eczema, soriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (como los brotes de herpes) en la zona de tratamiento. Espere a que la zona se cure antes de usar el aparato
- Si usted tiene un historial de formación de cicatrices queloides
- Si usted es consciente de ser fotosensible
- Si toma medicamentos que hacen que la piel sea más sensible a la

luz, incluyendo antiinflamatorios no esteroideos (como la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol), tetraciclinas, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureas, sulfonamidas, DTIC, fluorouracilo, vinblastina, griseofulvina, alfa hidroxiácidos (AHA), beta hidroxiácidos (BHA), Retin-A®, Accutane® y/o retinoides o ácido azelaico tópico.

- Si usted tiene condiciones anormales de la piel, como el albinismo y el vitíligo
- Si tiene venas varicosas en las zonas de tratamiento
- Si usted está siendo tratado o ha sido tratado recientemente con alfa hidroxiácidos (AHA), beta hidroxiácidos (BHA), Retin-A®, retinoides tópicos o ácido azelaico
- Si usted tiene condiciones anormales de la piel causadas por diabetes u otras enfermedades sistémicas o metabólicas
- Si ha recibido tratamiento con Accutane® (isotretinoína) durante los últimos 6 meses
- Si ha estado tomando esteroides durante los últimos 3 meses
- Si usted tiene un historial de brotes de herpes en la zona de tratamiento, a menos que haya consultado a su médico y hayan sido tratados antes de usar el aparato
- Si usted sufre de epilepsia
- Si lleva un sistema activo, como un marcapasos, ayuda para la incontinencia, una bomba de insulina, etc.
- Si usted sufre de enfermedades relacionadas con fotosensibilidad, como la porfiria, erupción solar polimorfa, urticaria solar, lupus, etc.
- Si usted tiene un historial de cáncer de piel o zonas de posibles neoplasias de piel
- Si se ha sometido a la radioterapia o la quimioterapia en los últimos 3 meses

- **Cualquier otro problema o condición que, en opinión de su médico haría que el tratamiento fuera peligroso para usted.**



**¡ADVERTENCIA! El aparato puede ser menos eficaz en la eliminación del vello de las mujeres con trastornos hormonales, ya que podría causar un crecimiento excesivo del vello, hirsutismo o aumento del crecimiento del vello en la cara y el cuello. Si tiene dudas consulte a su médico.**

#### **EL COLOR DE LA PIEL**

El aparato elimina el vello no deseado influyendo de forma selectiva sobre el pigmento del vello. Hay diferentes cantidades de pigmento (melanina) incluso en el tejido cutáneo circundante. La cantidad de pigmento presente en la piel, que se manifiesta en el tono de la piel, determina el grado de riesgo al cual se expone la piel al usar cualquier método de depilación con luz pulsada.



**¡ADVERTENCIA! Antes de utilizar el aparato, compare su cutis con la gama de tono de la piel proporcionada en este manual y/o en el envase del producto del aparato.**

#### **PIEL NATURALMENTE OSCURA**



**¡ADVERTENCIA! NO utilice el aparato sobre la piel naturalmente oscura o bronceada.**

Si trata la piel oscura con el aparato, puede ocasionar efectos colaterales negativos como quemaduras, ampollas y variaciones en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).

#### **SKIN COLOR SENSOR**

El aparato está equipado con un sensor del color de la piel (1B) que mide la tonalidad de la piel de la zona tratada al inicio de cada sesión y, de vez en cuando, durante la sesión. El sensor de color de la piel (1B) garantiza que se emitan los pulsos solo sobre las tonalidades de piel adecuadas.

#### **PIEL BRONCEADA**



**NO utilice el aparato con los niveles de energía del 2 al 5 en la piel bronceada o después de la reciente exposición al sol y/o camas de bronceado. No exponga las zonas tratadas al sol. Dicho uso puede causar graves quemaduras, heridas, ampollas y cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).**

La piel bronceada, especialmente después de la exposición al sol, contiene grandes cantidades de melanina. Esto es válido para todos los tipos de piel y todas las tonalidades, incluyendo aquellas que parecen no broncearse rápidamente. La presencia de grandes cantidades de melanina expone la piel a un riesgo mayor cuando se usa cualquier método de depilación por luz.

**Si el aparato se va a utilizar en los niveles de energía entre 2 y 5, evite la exposición al sol y/o camas de bronceado durante 4 semanas antes del tratamiento. El aparato se puede utilizar después de la exposición al**

## **sol solo si el nivel de energía se configura en el nivel más bajo (nivel 1).**

Por exposición al sol se entiende una exposición constante a la luz del sol directa, sin protección, durante más de 15 minutos, o una exposición constante a la luz del sol indirecta, sin protección, durante más de una hora.

Durante las dos semanas sucesivas a cada sesión de depilación, al exponerse al sol asegúrese de proteger siempre las zonas tratadas aplicando un producto con filtro solar con factor SPF de mínimo 30.

El aparato puede usarse para el tratamiento del vello en una zona delimitada del rostro. Al tratar dicha zona, preste atención especial para evitar los ojos.

## **OTRAS PRECAUCIONES PARA UN USO SEGURO**

### **LOS OJOS**



### **NO utilice el aparato alrededor o cerca de los ojos.**

El aparato puede usarse para el tratamiento del vello en una zona delimitada del rostro. Al tratar dicha zona, preste atención especial para evitar los ojos.

### **ANTES DEL TRATAMIENTO**

- **NO mire directamente a la luz emitida por la superficie de tratamiento.**
- **NO apunte la superficie de tratamiento mientras que emite luz pulsada hacia un espacio vacío.**



**¡ADVERTENCIA! Mantenga alejado de los ojos.**

- **NO utilice el aparato en ninguna parte del cuerpo en la que desee que el pelo crezca posteriormente.**
- **NO utilice el aparato en los pezones o los órganos genitales.**

### **EL NIVEL DE POTENCIA**

¡Elija **ATENTAMENTE** el nivel de energía que utilizará!


El nivel de energía se refiere a la intensidad del pulso de luz que se proyecta sobre la piel durante el uso, del nivel más bajo al más alto. Las luces de indicación del nivel de energía (5B) indican el nivel de energía configurado. Cuando el nivel de energía asciende, mejoran los resultados pero aumenta el riesgo de efectos colaterales (véase el apartado "Posibles efectos colaterales").

- **Inicie siempre el tratamiento con el nivel de energía más bajo.**
- **Rasure siempre la zona que se va a tratar y haga que la piel esté limpia y seca antes de utilizar el aparato.**

Los mejores resultados se obtienen después de 3 días del rasurado, cuando el vello ha crecido 1-2 mm.

Solo si advierte pocas molestias o ninguna durante y después del uso con la energía configurada en el valor más bajo, es posible aumentar la configuración de energía de un nivel, y así sucesivamente hasta el nivel máximo soportado por el propio tipo de piel. Para obtener las instrucciones detalladas del nivel de energía, véase "Nivel de energía" en el apartado "Información detallada antes del uso".

- En el rostro, si el vello oscuro que se va a tratar es poco y se encuentra disperso no es necesario rasurar la zona pero sí cortarlo con las tijeras. Si el vello es muy corto (entre 1 y 2 mm) y no muy grueso, no es necesario rasurar o recortar.
- **Cubra cualquier marca de nacimiento y los tatuajes antes de usar el aparato.**

- Cubra las manchas de color marrón oscuro o negro, como las pecas grandes, marcas de nacimiento, lunares o verrugas antes de usar el aparato.
-  NO utilice líquidos inflamables, como el alcohol, los productos que contengan alcohol (incluyendo perfumes, productos sanitarios, etc.) o acetona para limpiar la piel antes de usar el aparato.

### EL PATCH TEST

Antes de comenzar el tratamiento, se recomienda efectuar un patch test para identificar el nivel máximo de tolerabilidad de su piel al pulso luminoso. Para las indicaciones acerca de cómo efectuar el patch test, véase el apartado “Información detallada antes del uso”.

### DURANTE EL TRATAMIENTO



**¡ADVERTENCIA! Evite tratar la misma zona de la piel más de una vez o zonas de la piel superpuestas.**



**¡ADVERTENCIA! NO superponga los pulsos de luz.**

- Si la piel presenta ampollas o quemaduras, **DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE.**
- Asegúrese de que la superficie de tratamiento esté dirigida hacia la piel, y que esté completamente en contacto con esta.
- Retire la superficie de tratamiento de la piel si la piel o la superficie de tratamiento están excesivamente calientes.

### TRAS EL TRATAMIENTO

- Después del tratamiento se puede aplicar sobre la zona tratada una crema o una loción para el cuerpo hidratante delicada o lenitiva, sin alcohol ni perfume.
- Después del tratamiento para los niveles de energía entre 2 y 5, no exponga intencionadamente la piel a la luz solar y/o a las lámparas del solarium.
- Aplique protector solar con factor de protección SPF 30 o superior en la piel tratada con cualquier nivel de energía cuando no esté expuesto de forma intencional a la luz solar durante 2 semanas después de cada sesión de depilación.



**¡ADVERTENCIA! El uso del aparato puede causar cambios temporales en la pigmentación. (Consulte la sección “Posibles efectos adversos”).**

### POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Cuando se utiliza el aparato según las instrucciones, los efectos colaterales y las complicaciones asociadas con el uso del aparato son raros.

Sin embargo, cada procedimiento cosmético, incluyendo aquellos destinados al uso doméstico, implican ciertos riesgos. Por consiguiente, es importante comprender y aceptar los riesgos y las complicaciones que se pueden presentar con los sistemas de depilación con luz pulsada pensados para uso doméstico.

**En el caso de efectos secundarios o complicaciones, póngase en contacto con su médico o dermatólogo.**



Evento negativo	Probabilidad del Evento negativo	Efecto negativo	Probabilidad del Efecto negativo
Acumulado Pulsos múltiples o superposición en la misma sección de la piel	Mínimo	Mínimas molestias en la piel	Mínimo
		Enrojecimiento en la piel	Mínimo
		Mayor sensibilidad de la piel	Mínimo
		Heridas y quemaduras	Raro
		Cicatrices	Raro
		Cambios en la pigmentación	Raro
		Hinchazón excesiva y enrojecimiento	Raro
		Infección	Sin importancia
		Hematomas	Sin importancia

### Molestia mínima en la piel

No obstante la depilación con luz pulsada doméstica suele tolerarse muy bien, la mayor parte de los usuarios advierten una molestia leve durante el uso, generalmente descrita como una leve sensación de calor o picor en las zonas de piel tratadas. Esta sensación se puede advertir durante la aplicación o durante algunos minutos después de la aplicación. Cualquier sensación más allá de esta molestia mínima no es normal y significa que es necesario interrumpir el uso porque la piel no puede tolerar el tratamiento de depilación, o que el nivel de energía configurado es demasiado alto.

### Enrojecimiento de la piel

La piel podría enrojecerse apenas después de usar el aparato o en el arco de las 24 horas posteriores. El enrojecimiento desaparece al cabo de 24 horas. Consulte a su médico si el enrojecimiento no ha desaparecido en 2 o 3 días.

### Mayor sensibilidad de la piel

La piel de la zona tratada se vuelve más sensible y es posible que se seque o se descame.

### Heridas o quemaduras de la piel

En muy raras ocasiones pueden verificarse quemaduras o heridas después de la aplicación. Las quemaduras o las heridas pueden necesitar algunas semanas para sanarse, y, en muy raros casos, pueden dejar una cicatriz permanentemente visible.

### Cicatrices

No obstante sea muy raro, pueden formarse cicatrices permanentes. Generalmente, cuando se forman cicatrices, tienen la forma de una lesión plana y blanca de la piel (hipotrófica).

Sin embargo, la cicatriz puede ser muy grande y roja (hipertrofica) o grande y extendida superando los límites de la herida misma (queloide). Pueden ser necesarios tratamientos estéticos sucesivos para mejorar el aspecto de la cicatriz.

### Cambios de pigmentación

En algunos casos raros, existe el riesgo de una hiperpigmentación temporal (mayor pigmento o decoloración marrón) o hipopigmentación (decoloración) en la zona de la piel que circunda el vello. El riesgo de cambios de la pigmentación de la piel es mayor para las personas con piel de tonalidad oscura. Generalmente, la decoloración o las modificaciones del pigmento de la piel son temporales y raramente se ocasiona una hiperpigmentación o una hipopigmentación permanente.

### Enrojecimiento e hinchazón excesiva

En algunos casos raros, la piel puede enrojecerse e hincharse mucho. Esto es más común en las zonas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento o la hinchazón deberían disminuir al cabo de entre 2 y 7, y deben tratarse con aplicaciones de hielo frecuentes. Se puede limpiar delicadamente la zona, pero evite exponerse al sol.

### Infeción

Si bien el riesgo de infección de la piel es muy bajo, puede estar presente tras una quemadura o herida ocasionada por el aparato.

### Hematomas

Muy raramente el uso del aparato puede ocasionar hematomas azul-violáceos que pueden durar de 5 a 10 días. A medida que desaparece el hematoma, puede verificarse una decoloración marrón óxido de la piel (hiperpigmentación) que puede ser permanente.

Si se manifiestan efectos colaterales o complicaciones, se aconseja contactar con el médico o dermatólogo.

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS

Aparato con luz pulsada para uso doméstico, basado en la tecnología HPL (Home Pulsed Light) para la reducción permanente del vello no deseado. Por reducción permanente del vello se entiende la reducción estable a largo plazo del número de pelos que vuelven a crecer después de un ciclo de tratamiento.

El aparato emite un pulso de luz que absorbe el pigmento presente en el vello. El haz de luz es transportado al bulbo piloso y genera un calor capaz de desactivarlo. El aparato también cuenta con dos electrodos que generan energía galvánica para tener una acción más eficaz del impulso luminoso.

Consulte la Guía ilustrativa (III) para controlar el contenido del embalaje.


1. Lámpara
  - 1A. Superficie de tratamiento
  - 1B. Sensor del color de la piel
  - 1C Electrodo de contacto energía galvánica
2. Tecla de activación del pulso

3. Conexión del alimentador
4. Filtros de ventilación
5. Panel de control
  - 5A. Tecla de encendido/apagado y configuración del nivel de energía
  - 5B. Luces de indicación del nivel de energía.
  - 5C. Luces de control del color de la piel/dispositivo listo
6. Datos técnicos del producto
7. Electrodo base de energía galvánica
8. Alimentador
  - 8A. Enchufe A, 8B. Spina B, 8C. Enchufe C
9. Datos técnicos del alimentador
  - A. Escala de tonalidades de la piel

Para las características del aparato consulte el empaque exterior.

Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

## ZONAS DE TRATAMIENTO



El aparato puede usarse para eliminar el vello no deseado del cuerpo en las siguientes zonas: axilas, ingles, brazos, piernas, espalda, pecho.

Puede usarse incluso sobre el rostro femenino, en el área indicada por la línea blanca de puntos.

Es importante tratar solo las zonas del rostro donde haya vello no deseado visible, grueso y oscuro. Por el contrario, no se debe tratar el vello fino rubio a menudo presente en el área del mentón y de la zona debajo del mentón.

## PROGRAMA DE DEPILACIÓN

Un ciclo típico de crecimiento del vello puede requerir de 18 a 24 meses. En el curso de este intervalo de tiempo pueden ser necesarias varias sesiones para obtener una depilación permanente.

La eficacia de la depilación varía de una persona a otra, de una zona a otra, según el color del vello y el nivel de tolerancia de la piel.

Plan de tratamiento recomendado en el curso de un ciclo completo de crecimiento del vello:

- De la sesión 1 a la sesión 4: el intervalo entre una sesión y otra debe ser de 2 semanas.
- De la sesión 5 a la sesión 7: el intervalo entre una sesión y otra debe ser de 4 semanas.
- Las sesiones de mantenimiento sucesivas pueden realizarse de vez en cuando, de ser necesario, hasta obtener resultados duraderos.

**ⓘ NOTA: Tratar la misma parte del cuerpo con mayor frecuencia respecto de la aconsejada (cada dos semanas) no mejorará los resultados de la depilación.**

A causa de cambios hormonales y fisiológicos de otro tipo, los folículos de pelo latentes pueden activarse. Por lo tanto pueden ser necesarias sesiones de depilación de mantenimiento ocasionales.

La reacción individual depende del tipo de vello y de factores biológicos capaces de influir sobre el ciclo de crecimiento del vello. Con respecto al programa de depilación aconsejado, algunas personas podrían reaccionar con mayor o con menor velocidad.

De todas maneras, no puede esperarse un resultado duradero con solo una o dos sesiones.

**El aparato no es eficaz con el pelo blanco. El aparato puede ser menos eficaz en vello gris natural, rubio claro y pelirrojo.**

## INFORMACIÓN DETALLADA ANTES DEL USO

### NIVEL DE ENERGÍA

El aparato puede configurarse en 5 niveles de energía, de 1 (el más bajo) a 5 (el más alto), representados por 5 luces que indican el nivel de energía (5B).

### CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA

Presione la tecla de encendido/apagado y configuración del nivel de energía (5A). Cada vez que se presiona, el nivel de energía aumenta de 1 hasta 5; tras el nivel 5 regresa al 1.

Realice esta operación hasta que el nivel deseado quede configurado.

La luz verde de indicación del nivel de energía (5B) se pondrá en la posición que corresponde al nivel de energía configurado.



**¡ADVERTENCIA! Inicie siempre una sesión de depilación ajustando el nivel de energía detectado mediante el patch test.**

### EL SENSOR DEL COLOR DE LA PIEL (1B)

La aplicación del sistema de depilación con luz pulsada sobre la piel de tonalidad muy oscura puede ocasionar efectos colaterales negativos como quemaduras, ampollas, variaciones del color de la piel (hiper o hipopigmentación).

El aparato está equipado con un sensor del color de la piel (1B) que mide la tonalidad de la piel de la zona tratada desde el inicio de cada sesión y, de vez en cuando, en el curso de la sesión.

Si el sensor del color de la piel (1B) detecta una piel demasiado oscura para la

aplicación, el aparato deja automáticamente de emitir pulsos luminosos y las luces de control del color de la piel/dispositivo listo (5C) comienzan a parpadear rápidamente. Si esto se verifica, intente usar el aparato sobre otra parte del cuerpo o comuníquese con el servicio de asistencia de IMETEC.

### **LAS DOS MODALIDADES DE APLICACIÓN**

El aparato puede aplicarse con dos modalidades: “por pulsos” y “por deslizamiento”.

#### **Método por pulsos**

El método por pulsos es el ideal cuando se emplean niveles de energía más altos, puesto que permite controlar mejor la cobertura del área cutánea. Cada vez que se presiona la tecla de activación del pulso (2) se emite un pulso de luz.

Para garantizar la cobertura completa de la zona a tratar y evitar superposiciones peligrosas de pulsos, es necesario seguir una técnica determinada durante la sesión:

- Imagine que subdivide la zona a tratar en filas.
- Emita un pulso procediendo ordenadamente, comenzando desde el extremo de cada fila y procediendo en secuencias hacia el otro extremo (de abajo hacia arriba, o de la derecha a la izquierda, según la zona tratada).

La posición encajonada de la superficie de tratamiento (1A) crea marcas temporales sobre la piel, debido a la ligera presión que ejerce el cabezal sobre la piel.

Estas marcas son visibles durante pocos instantes, y son útiles para establecer de manera exacta la posición del pulso sucesivo.

#### **Método por deslizamiento**

El método por deslizamiento es el ideal cuando se emplean niveles de energía bajos, y permite realizar sesiones más rápidas y eficientes. Cuando se emplea el método de deslizamiento, hay que mantener presionada la tecla de activación del pulso (2) arrastrando lentamente el dispositivo de manera continua por el área que se va a tratar

sin interrumpir el contacto con la piel

En los niveles de energía más bajos (1 y 2), el dispositivo requiere solo 1 – 1,5 segundos para cargarse entre un pulso y otro, lo que ofrece una secuencia ininterrumpida de destellos.



**¡ADVERTENCIA! NO superponga pulsos de luz.  
¡NO trate la misma zona de la piel más de una vez en cada sesión de depilación!  
Si nota un calor excesivo, picor en la piel y ampollas o quemaduras, deje de usarlo inmediatamente.**

### **CÓMO EFECTUAR EL PATCH TEST**

Siendo que la tonalidad de la piel y la sensibilidad de esta varía de una zona a otra, conviene realizar un patch test sobre cada zona del cuerpo que va a tratar.

- Controle principalmente la tonalidad de su piel comparándola con la tabla presente en el embalaje y en el manual de instrucciones.
- Identifique una zona pequeña que vaya a tratar.
- Rasure la zona que va a tratar.
- Después de haber configurado la potencia más baja, aplique el instrumento sobre la zona. Sujete correctamente el instrumento asegurándose de que la mano toque el electrodo base de energía galvánica (7). Si no se advierte ninguna molestia, emita el primer impulso. Si después del impulso no advierte ninguna molestia, aumente la potencia al siguiente nivel, desplace el instrumento sobre la porción de piel contigua y emita un nuevo destello. Aumente el nivel de potencia sobre cada porción de piel sucesiva hasta alcanzar el nivel máximo soportable para el tipo de piel. Durante el tratamiento, es posible (y normal) advertir una sensación de calor en la piel. Si se

advierte en cambio una sensación de molestia, significa que el nivel máximo de potencia soportado es el nivel anterior.

- Después de 1 hora controle la zona: si no se observa enrojecimiento y/o sensación molesta, se puede comenzar con el tratamiento en la zona de prueba con el último nivel de energía configurado. Si persiste el enrojecimiento, significa que el nivel máximo de potencia tolerado por su piel es el nivel anterior. Repita el patch test en cada parte del cuerpo que se desee tratar.

Si bien es extremadamente raro, si perdura la hipersensibilidad durante más de 24 horas, se aconseja consultar al médico.



**¡ADVERTENCIA! La potencia afecta directamente al resultado, sin embargo, debido al principio de calor del tratamiento, no se debe sobrepasar el límite máximo tolerado por la piel de cada uno. Este límite es normalmente alto para pieles claras y bajo para la piel oscura porque la melanina, que oscurece la piel, aumenta la producción de calor. NO exceda por ningún motivo el límite máximo que tolera su piel para eliminar molestias.**

#### PREPARACIÓN DE LAS ZONAS POR TRATAR

- La piel debe estar rasurada, limpia, seca y sin maquillaje, antitranspirante o desodorante.
- En el rostro, si el vello oscuro que se va a tratar es poco y se encuentra disperso

no es necesario rasurar la zona pero sí cortarlo con las tijeras. Si el vello es muy corto (entre 1 y 2 mm) y no muy grueso, no es necesario rasurar o recortar.

- Los lunares, las manchas oscuras, tatuajes y los labios deben cubrirse con lápiz blanco o con tiritas blancas.




**¡ADVERTENCIA! Lea atentamente todas las advertencias y precauciones de seguridad, las posibles reacciones adversas, las zonas de tratamiento y el programa de depilación.**

## USO

#### PREPARACIÓN DEL APARATO

1. Saque el aparato y los demás componentes del embalaje.
2. En el caso de almacenamiento del aparato en un ambiente muy frío, espere hasta que el aparato haya alcanzado una temperatura de al menos 15 °C.
3. Si el enchufe no está conectado aún en el alimentador (8), tome el alimentador (8), apriete hacia abajo la tecla "Open" y conecte en el respectivo soporte el enchufe (8A o 8B o 8C) que corresponde a la toma de corriente de la instalación eléctrica.
4. Enchufe el cable del alimentador (8) en la conexión del alimentador (3).
5. Enchufe el alimentador (8) en una toma de corriente: todos los indicadores luminosos en el panel de control (5) se encienden y se apagan varias veces, en una secuencia luminosa circular.





**¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato si hay signos visibles de daños.**

### TRATAMIENTO

6. Presione la tecla de encendido/apagado y configuración del nivel de energía (5A): la luz verde de indicación del nivel de energía 1 (5B) se enciende y el sistema de ventilación se activa (se oye un ruido parecido al de un secador de pelo).
7. Aproximadamente 1 segundo después de presionar la tecla de encendido/apagado y configuración del nivel de energía (5A), la luz naranja de indicación del color de la piel/dispositivo listo (5C) se enciende: el aparato queda automáticamente configurado en el nivel de energía más bajo.
8. Configure el nivel de energía con el que desee realizar el tratamiento. Para configurar el nivel de energía siga las indicaciones del capítulo “Información detallada antes del uso”.
9. Aplique con firmeza la superficie de tratamiento (1A) a la piel. Solo cuando la superficie de tratamiento (1A) y el electrodo base de energía galvánica está en perfecto contacto con la piel, la luz de indicación del color de la piel/dispositivo listo (5C) empieza a parpadear lentamente. Asegúrese de tocar con la mano el electrodo base energía galvánica (7), que se encuentra en la parte trasera del aparato, para activar el circuito de energía galvánica.
10. Presione la tecla de activación del pulso (2). El aparato verifica inmediatamente el color de la piel: si el color de la piel es bastante claro para una aplicación segura, el aparato activa el circuito de energía galvánica y se puede advertir un ligero picor. Se trata de una sensación normal: la energía galvánica favorece la apertura de los poros mejorando la acción del impulso luminoso. Justo a continuación el aparato emite el impulso de luz en la piel acompañado de un sonido, y la luz de

indicación color piel/dispositivo listo (5C) se apaga. ES posible advertir una leve sensación de calor y picor. Si se advierte un calor excesivo, picor o si aparecen sobre la piel ampollas o pequeñas quemaduras, interrumpa inmediatamente el uso. Nota: si el aparato no emite ningún pulso luminoso, y las luces de control del color de la piel (5C) parpadean, significa que la tonalidad de la piel es demasiado oscura para una aplicación segura. Intente usar el aparato sobre otra parte del cuerpo.

11. Retire la superficie de tratamiento (1A) de la zona de piel tratada.
12. Unos segundos después de la emisión del pulso anterior (según el nivel de energía configurado), la luz de indicación del color de la piel/dispositivo listo (5C) se enciende de nuevo.
13. Escoja la modalidad de aplicación para proseguir con el tratamiento.

### Método por pulsos

- 14A. Desplace la superficie de tratamiento (1A) sobre una nueva porción de piel. Use las marcas de presión dejadas precedentemente para colocar la superficie de tratamiento sobre la porción de piel contigua, evitando tanto los intervalos como la superposición de pulsos (véase el apartado “Cobertura completa de la zona a tratar”).
- 15A. Repita el proceso comenzando nuevamente desde el punto 8, hasta cubrir toda la zona que se desea tratar.

### Método por deslizamiento

- 14B. Mantenga presionada la tecla de activación del pulso (2) arrastrando lentamente el dispositivo de manera continua por el área que se va a tratar sin interrumpir el contacto con la piel. El tiempo de recarga entre un impulso y otro permite una secuencia ininterrumpida de destellos. Asegúrese de cubrir toda la zona que desea tratar, y evite asimismo pasar varias veces sobre la misma zona durante la sesión.

### TRAS EL TRATAMIENTO

16. Presione la tecla de encendido/apagado y configuración del nivel de energía (5A):

todas las luces empiezan a parpadear de forma secuencial.

- 17. Recuerde el nivel de energía utilizado para la sesión de tratamiento, ya que no se restablecerá cuando se encienda nuevamente el aparato.
- 18. Desconecte el cable del alimentador (8) de la toma eléctrica.

**Cuidado de la piel después de la sesión de depilación.**  
Véase el apartado “Otras precauciones para un uso seguro”.

## MANTENIMIENTO



**¡ADVERTENCIA! Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiar o realizar el mantenimiento.**

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiar el aparato y la superficie de tratamiento (1A) después de cada sesión de depilación:

- Desconecte el aparato del alimentador (8) antes de limpiarlo.
- Limpie delicadamente la superficie del cabezal y la superficie de tratamiento (1A) con un paño seco y limpio.
- Conserve el aparato en un lugar fresco y seco, alejado de las fuentes de calor y del agua.

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

<b>El aparato no se enciende</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que el alimentador (8) esté introducido correctamente en la conexión del alimentador (3).</li> <li>2. Verifique que el alimentador (8) esté conectado a una toma eléctrica en la pared.</li> </ol>
----------------------------------	--

<b>Cuando presiono la tecla de activación del impulso (2) el impulso galvánico no se activa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que la mano que sujeta el aparato toque el electrodo base de energía galvánica (7). Para activar la energía galvánica es necesario que, contemporáneamente a la presión de la tecla de activación del impulso (2), la mano toque el electrodo base de energía galvánica (7) y la piel de la zona por tratara esté al mismo tiempo en contacto con el electrodo de contacto de energía galvánica (1C)</li> </ol>
<b>Cuando se presiona la tecla de activación del pulso (2) no se emite ninguna luz.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que la luz de indicación del color de la piel/dispositivo listo (5C) parpadee para asegurarse de tener un buen contacto con la piel, y que la superficie de tratamiento (1A) se presione uniformemente y con firmeza sobre la piel. O BIEN</li> <li>2. Revise la luz de indicación del color de la piel/dispositivo listo (5C): si parpadea rápidamente querrá decir que la tonalidad de la piel es demasiado oscura para una aplicación segura. Intente usar el aparato sobre otra parte del cuerpo o comuníquese con el servicio de asistencia de IMETEC. O BIEN</li> <li>3. Controle las luces verdes de indicación del nivel de energía (5B): si una o varias luces de indicación del nivel de energía (5B) parpadean mientras la luz naranja de indicación del color de la piel/dispositivo listo (5C) permanece apagada, querrá decir que se ha producido un error en el sistema. Si el problema persiste, comuníquese con el Centro de asistencia al cliente IMETEC. O BIEN</li> <li>4. Revise si la luz naranja de indicación del color de la piel/dispositivo listo (5C) y las luces verdes de indicación del nivel de energía (5A) estén parpadeando al mismo tiempo. Si es así, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación eléctrica. El dispositivo ha terminado su ciclo de vida útil y debe eliminarse de manera apropiada.</li> </ol>

## ELIMINACIÓN



El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo italiano del 14 de marzo de 2014, n.º 49 “Aplicación de la directiva 2012/19/UE en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)”, el símbolo del contenedor de basura tachado estampado en el aparato o en el embalaje, indica que el producto al final de su vida útil debe recogerse por separado de los demás residuos.

residuos.

El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente. Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m<sup>2</sup>, sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes del aparato.

## ASISTENCIA Y GARANTÍA

El aparato cuenta con un período de garantía de dos años a partir de la fecha de entrega. La fecha válida será la indicada en el recibo/factura (siempre que sea legible

claramente), a no ser que el comprador pruebe que la entrega fue posterior. En caso de defecto del producto anterior a la fecha de entrega, se garantiza la reparación o la sustitución del aparato sin gastos, a no ser que una de las dos soluciones resulte desproporcionada respecto de la otra. El comprador tiene el deber de comunicar a un Centro de Asistencia el defecto de conformidad en un plazo de dos meses desde el descubrimiento de dicho defecto.

La garantía no cubre todas las partes que resulten defectuosas por:

- Daños por transporte o por caídas accidentales,
- Instalación errónea o instalación eléctrica inadecuada,
- Reparaciones o cambios realizados por personal no autorizado,
- Falta de mantenimiento o limpieza, o bien realizados incorrectamente,
- Producto y/o partes de productos sujetos a desgaste y/o de consumo,
- No respeto de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia o desatención en el uso,

La lista anterior es solo a modo de ejemplo y no es exhaustiva, ya que la presente **garantía no cubre todas aquellas** circunstancias que no dependan de defectos de fabricación **del aparato**. Además, la garantía queda excluida en todos los casos de uso inadecuado del aparato y en caso de uso profesional. Se declina toda responsabilidad por posibles daños que puedan derivar directa o indirectamente a personas, objetos o animales domésticos como consecuencia del incumplimiento de todas las indicaciones de este manual en materia de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Se excluyen las acciones contractuales de garantía en relación con el vendedor.

### Modo de asistencia

La reparación del aparato debe realizarse en un Centro de Asistencia autorizado. El aparato defectuoso en garantía deberá enviarse al Centro de Asistencia junto con un documento fiscal en el que figure la fecha de venta o entrega.



## INTRODUÇÃO

Prezado cliente, agradecemos pela compra de nosso produto. Temos certeza de que irá apreciar a sua qualidade e fiabilidade, pois foi projetado e fabricado tendo em vista, em primeiro lugar, a satisfação do cliente. As presentes instruções para a utilização estão em conformidade com a norma europeia EN 82079.



### **ADVERTÊNCIA! Instruções e avisos para o emprego seguro do aparelho**

Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções para o uso, principalmente as notas sobre a segurança e as advertências que devem ser respeitadas. Conserve este manual com o respetivo guia ilustrado para que possa ser consultado futuramente. No caso de ceder o aparelho a terceiros, entregar também toda a documentação.

**ⓘ NOTA:** Se ao ler este manual algumas partes resultarem difíceis de entender, ou no caso de dúvidas antes de utilizar o produto, contacte a empresa junto à morada indicada na última página.

**ⓘ NOTA:** os deficientes visuais podem consultar a versão digital destas instruções para o uso no site [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## ÍNDICE

<b>Aviso sobre a segurança</b>	<b>página 93</b>
<b>Símbolos</b>	<b>página 97</b>
<b>Contraindicações para o uso do produto</b>	<b>página 98</b>
<b>Outras precauções para o uso seguro</b>	<b>página 102</b>
<b>Possíveis efeitos colaterais</b>	<b>página 105</b>
<b>Descrição do aparelho e dos acessórios</b>	<b>página 108</b>
<b>Áreas de tratamento</b>	<b>página 109</b>
<b>Programa de depilação</b>	<b>página 110</b>
<b>Aprofundamentos antes do uso</b>	<b>página 111</b>
<b>Emprego</b>	<b>página 115</b>
<b>Manutenção</b>	<b>página 118</b>
<b>Problemas e soluções</b>	<b>página 118</b>
<b>Eliminação</b>	<b>página 120</b>
<b>Assistência e garantia</b>	<b>página 120</b>
<b>Escala de tonalidades da pele</b>	<b>I</b>
<b>Dados técnicos do produto</b>	<b>II</b>
<b>Dados técnicos do alimentador</b>	<b>II</b>
<b>Guia ilustrativo</b>	<b>III</b>

## AVISOS SOBRE A SEGURANÇA

- Após remover o aparelho da embalagem, controle a sua integridade com base no desenho e se há danos causados pelo transporte. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte um Centro de Assistência Autorizado.



**CUIDADO!** Remova do aparelho todos os materiais com função de comunicação como, por exemplo, rótulos, etiquetas etc. antes do uso.



**ADVERTÊNCIA!** Risco de asfixia.

As crianças não devem brincar com a embalagem. Mantenha o saco plástico fora do alcance de crianças.

- Este aparelho deve ser utilizado apenas para a finalidade para a qual foi concebido, ou seja, como depilador para uso doméstico. Qualquer outro tipo de uso é considerado não conforme e, portanto, perigoso.
- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, certifique-se de que os parâmetros de tensão e frequência indicados nos dados técnicos do aparelho correspondam aos valores do fornecimento de energia elétrica. Estes dados técnicos estão indicados no aparelho ou na unidade de suprimento de energia, se houver (refira-se ao guias ilustrado).
- Este aparelho pode funcionar automaticamente com frequência de 50 Hz ou 60 Hz.
- O aparelho deve ser utilizado somente com a unidade de suprimento de energia fornecida.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas a partir dos 16 anos e

por pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas ou sem experiência e conhecimento sobre o uso do produto se forem supervisionados ou instruídos sobre o uso do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos inerentes ao uso do mesmo. As crianças não devem utilizar o aparelho. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças.

- **NÃO UTILIZE** o aparelho com as mãos e pés molhados ou descalço.
- **NÃO** puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
- **NÃO** puxe ou levante o aparelho pelo cabo de alimentação.
- **NÃO EXPONHA** o aparelho à humidade, agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.) ou temperaturas extremas.
- O aparelho não deve ser deixado sem vigilância enquanto estiver ligado à corrente elétrica.
- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de limpar ou efetuar a manutenção e quando o aparelho não estiver em uso.
- Em caso de defeito ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente repará-lo. Contacte um centro de assistência técnica autorizada para efetuar as devidas reparações.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um centro de assistência técnica autorizado de modo a prevenir todos os riscos.
- Quando o aparelho for utilizado em uma casa de banho, desligue-o após o uso pois a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o aparelho estiver desligado.
- Para proteção adicional, é aconselhável instalar um dispositivo de corrente residual (RCD) com taxa de corrente residual não superior a 30 mA (10 mA, como valor ideal) no circuito elétrico da casa de banho. Solicite informações ao seu instalador para que o aconselhe.



**ADVERTÊNCIA! NÃO** utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, duchas, pias ou outros recipientes que contenham água.

- Evite que este aparelho entre em contacto com água, outros líquidos, spray ou vapor. Para todas as operações de limpeza e manutenção, refira-se às instruções no respetivo capítulo.
- NÃO use este aparelho em animais.
- Este aparelho é destinado somente ao uso pessoal. NÃO compartilhe o produto com outras pessoas.
- Para as características do aparelho, refira-se à embalagem externa.
- Utilize o aparelho apenas com os acessórios fornecidos, que são partes

essenciais do mesmo.

- Este aparelho **NÃO** é adequado para o uso na presença de misturas inflamáveis de anestésico com ar, oxigénio ou protóxido de azoto.
- NÃO obstrua os filtros de ventilação.
- NÃO utilize o aparelho em caso de fissuras ou ruturas no sensor de cor da pele.
- NÃO utilize o aparelho em caso de fissuras ou ruturas na embalagem.
- NÃO utilize o aparelho em caso de danos na lâmpada ou fissuras, ruturas ou ausência da superfície do tratamento.

## SÍMBOLOS



*Aviso*



*Isolamento duplo*



*Proibido*



*Somente para uso em ambientes fechados.*



*Não adequado ao uso na casa de banhos ou duche.*



*Longe dos olhos*



*Stand-by*



*Dispositivo pronto para emitir impulso*



*Conector de alimentação elétrica  
Polaridade*



*Não em pele abronzada*

## CONTRAINDICAÇÕES PARA O USO DO PRODUTO



**ADVERTÊNCIA!** Avisos sobre a segurança. Leia antes de usar o aparelho.

**Este aparelho NÃO está destinado para ser utilizado por qualquer pessoa. Leia e considere todas as informações contidas no parágrafo seguinte antes de usá-lo. Para ulteriores informações e conselhos personalizados, visite o sítio da internet em [www.bellissima.com](http://www.bellissima.com).**

No caso de não ter certeza sobre a possibilidade de usar o aparelho, peça um conselho ao seu médico ou dermatologista!

### ⊘ NÃO UTILIZE O APARELHO EM UMA DAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

- Durante a gravidez ou aleitamento.
- Em caso de exposição ao sol ou a uma máquina para bronzamento artificial nos últimos 28 dias.
- Em caso de tatuagem ou maquiagem permanente na área a ser tratada.
- Em presença de manchas de cor marrom escura ou preta, como grandes sardas, manchas de nascença, pintas ou verrugas na área a tratar.
- Em caso de eczemas, psoríase, feridas abertas ou infeções ativas (como herpes) na zona a ser tratada. Aguarde até que a zona enferma esteja curada antes de usar o aparelho.
- História de formação de queloides.
- Fotossensibilidade.
- Em caso de assunção de fármacos que tornam a pele mais sensível à luz,

incluindo agentes anti-inflamatórios não esteroides (como a aspirina, ibuprofeno, paracetamol), tetraciclina, fenotiazinas, tiázide, diuréticos, sulfoniluréias, sulfonamida, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alfa-hidroxi-ácidos (AHAS), alfa-hidroxiácidos (AHA), beta-hidroxi-ácidos (BHA), Retin-A®, Accutane® e ou ácido azeláico.

- Em caso de condições anormais da pele, como vitiligo ou albinismo.
- No caso de varizes nas áreas a tratar.
- Em caso de tratamentos recentes ou atuais com alfa-hidroxiácidos (AHA), beta-hidroxi-ácidos (BHA), Retin-A®, retinoides tópicos ou ácido azeláico.
- Em caso de condições da pele anormais causadas por diabetes ou outras doenças sistémicas ou metabólicas.
- Em caso de tratamento com Accutane® (isotretinoína) nos últimos 6 meses.
- Em caso de regime com esteroides durante os últimos 3 meses.
- Em caso de histórico de herpes na zona de tratamento, exceto após consultar um médico e ter recebido um tratamento preventivo para o uso do aparelho.
- Ao sofrer de epilepsia.
- Se for portador de um sistema ativo como marca-passo (pacemaker), dispositivo para incontinência urinária, bomba de insulina, etc.
- Ao sofrer de doenças ligadas à fotossensibilidade, como a porfíria, erupção polifórmica à luz, orticária solar, lúpus, etc.
- Ao ter um histórico de câncer da pele ou áreas da pele predispostas ao desenvolvimento de doenças malignas.
- Em caso de sessões de radioterapia ou quimioterapia realizadas nos últimos 3 meses.

- Por qualquer outro problema que torna o tratamento desprovido de segurança, segundo o parecer do seu médico.



**ADVERTÊNCIA! O aparelho pode ser menos eficaz na depilação de mulheres com disfunções hormonais que podem causar crescimento excessivo de pelos, irsutismo ou crescimento anômalo de pelos no rosto e pescoço. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico.**

#### A COR DA PELE

O aparelho remove pelos indesejáveis, influenciando de modo seletivo sobre o pigmento do pelo. Quantidades diferentes de pigmento (melanina) estão presentes também no tecido cutâneo circunstante. A quantidade de pigmento presente na pele, que se manifesta na tonalidade da pele, determina o grau de risco ao qual a pele está exposta ao usar qualquer método de depilação baseado na luz pulsada.



**ADVERTÊNCIA! Antes de usar o aparelho, compare a cor da própria pele com a escala de tonalidades da pele ilustrada neste manual e/ou na embalagem do produto.**

#### PELE NATURALMENTE ESCURA



**ADVERTÊNCIA! NÃO USE o aparelho sobre uma cor de pele naturalmente escura ou bronzeada!**

Tratar a pele escura com o aparelho pode causar efeitos colaterais negativos, tais como queimaduras, bolhas e variações na cor da pele (hiper ou hipo-pigmentação).

#### SKIN COLOR SENSOR

O aparelho é provido de um sensor da cor da pele (1B) que mede a tonalidade da pele da zona tratada no início de cada sessão e periodicamente no decorrer da sessão. O sensor da cor da pele (1B) assegura que sejam emitidos impulsos somente sobre tonalidades de pele adequadas.

#### PELE BRONZEADA



**NÃO USE o aparelho em níveis de energia entre 2 e 5 sobre pele bronzeada ou após exposição recente ao sol e/ou a lâmpadas de bronzeamento. Não exponha as áreas tratadas ao sol. Este uso pode causar efeitos colaterais negativos, tais como queimaduras, bolhas e variações na cor da pele (hiper ou hipo-pigmentação).**

A pele bronzeada, especialmente depois de exposição ao sol, contém grandes quantidades de melanina. Isto vale para todos os tipos e todas as cores da pele, inclusive para aqueles tipos que aparentemente não se bronzeiam rapidamente. A presença de grandes quantidades de melanina expõe a pele a um risco maior quando se usa qualquer método de depilação baseado na luz.

**Ao utilizar o aparelho nos níveis de energia entre 2 e 5, evite a exposição ao sol e/ou a lâmpadas de bronzeamento por 4 semanas antes do tratamento com o aparelho! Só é possível continuar a usar o aparelho após a exposição**

## ao sol se for definido o nível de energia mais baixo (nível 1).

Entende-se como exposição ao sol uma exposição não protegida constante à luz direta do sol por mais de 15 minutos, ou uma exposição não protegida constante à luz indireta do sol por mais de 1 hora.

Proteja sempre a pele tratada recentemente ao ser exposta ao sol, passando meticulosamente um filtro solar SPF 30 ou superior durante 2 semanas após cada sessão de depilação. O aparelho pode ser usado para o tratamento dos pelos numa zona delimitada do rosto. Durante o tratamento desta zona, deve ser tomado muito cuidado para evitar os olhos.

## OUTRAS PRECAUÇÕES PARA O USO SEGURO

### OS OLHOS



### **NÃO use o aparelho ao redor ou perto dos olhos.**

O aparelho pode ser usado para o tratamento dos pelos numa zona delimitada do rosto. Durante o tratamento desta zona, deve ser tomado muito cuidado para evitar os olhos.

### ANTES DO TRATAMENTO

- **NÃO olhe diretamente para a luz que chega da superfície de tratamento.**
- **NÃO aponte a superfície de tratamento tentando emitir um impulso de luz na direção de um espaço vazio.**



**ADVERTÊNCIA! Mantenha o aparelho longe dos olhos.**

- **NÃO use o aparelho sobre nenhuma parte do corpo na qual se poderia querer ter pelos sucessivamente.**
- **NÃO use o aparelho sobre os mamilos ou órgãos genitais.**

### O NÍVEL DE ENERGIA

Escolha ATENTAMENTE o nível de energia a ser usado!

O nível de energia refere-se à intensidade do impulso de luz que é projetado na pele durante o uso, do nível mais baixo ao nível mais alto. As luzes de indicação do nível de energia (5B) indicam o nível de energia definido.


Quando o nível de energia sobe, melhoram os resultados mas aumenta o risco de efeitos colaterais (consulte parágrafo “Possíveis efeitos colaterais”).

- **Inicie sempre o tratamento usando o valor do nível de energia mais baixo.**
- **Raspe sempre a zona que deve ser tratada e assegure-se de que a pele esteja limpa e seca antes de usar o aparelho.**

Os melhores resultados são obtidos após 3 dias do corte, quando os pelos possuem comprimento de 1 ou 2 mm.

Somente ao sentir pouco ou nenhum desconforto durante e após o uso com a energia definida no valor mais baixo, na próxima sessão será possível aumentar a definição da energia para o nível sucessivo, a assim por diante, até o nível suportado pelo próprio tipo de pele. Para instruções detalhadas sobre a definição do nível de energia, consulte “Nível de Energia” no parágrafo “Aprofundamentos antes do uso”.

- No rosto, quando os pelos escuros a tratar são poucos e finos, não é necessário raspar a área e basta cortá-los com a tesoura. Se os pelos são muito curtos (cerca de 1-2 mm) e não são muito grossos, não é necessário raspá-los ou cortá-los.

- Cubra marcas de nascença da pele e tatuagens antes da aplicação.
- Cubra manchas de cor marrom escura ou preta, como grandes sardas, marcas de nascença, pintas ou verrugas antes de usar o aparelho.
-  **NÃO** use líquidos inflamáveis, como álcool, produtos que contenham álcool (inclusive perfumes, produtos sanitários, etc), ou acetona para limpar a pele antes de usar o aparelho.

### O TESTE DE CONTACTO

Antes de iniciar o tratamento é recomendável efetuar um teste de contacto (patch test) para identificar o nível máximo de tolerância da própria pele ao impulso luminoso. Para as indicações sobre como efetuar o teste de contacto, consulte o parágrafo “Aprofundamentos antes do uso”.

### DURANTE O TRATAMENTO



**ADVERTÊNCIA! EVITE tratar a mesma porção de pele mais de uma vez em cada sessão de depilação e nem sobreponha as áreas de tratamento!**



**ADVERTÊNCIA! NÃO sobreponha os impulsos!**

- Se ocorrer a formação de bolhas sobre a pele, ou se a pele arder, **INTERROMPA IMEDIATAMENTE O USO** do aparelho.
- **Assegure-se de que a superfície de tratamento esteja direcionada para a pele e completamente em contacto com a mesma.**

- **Remova a superfície de tratamento da pele se a pele ou a superfície de tratamento estiverem excessivamente quentes.**

### DEPOIS DO TRATAMENTO

- Após o tratamento é possível aplicar na zona tratada um creme ou uma loção hidratante delicada ou lenitiva sem álcool e perfume.
- **Se for efetuado o tratamento em níveis de energia de 2 a 5 NÃO exponha intencionalmente a pele ao sol e ou tratamentos bronzeadores.**
- **Durante as duas semanas sucessivas a cada sessão de tratamento efetuada em qualquer nível de energia, em caso de exposição ao sol não intencional, proteja a pele tratada com um creme que contenha filtro solar SPF 30 ou superior.**



**ADVERTÊNCIA! O uso do aparelho pode causar alterações temporárias na pigmentação (consulte a secção “Possíveis efeitos colaterais).**

### POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS

Quando é usado de acordo com as instruções, os efeitos colaterais e as complicações associadas ao uso do aparelho são raras.

No entanto, todos os procedimentos cosméticos, inclusive aqueles destinados para o uso doméstico, comportam alguns riscos. Consequentemente é importante entender e aceitar os riscos e as complicações que podem vir a ocorrer com os sistemas de depilação a luz pulsada projetados para uso doméstico.

**Caso ocorra a manifestação de efeitos colaterais ou complicações, é aconselhável entrar em contacto com o próprio médico ou dermatologista.**

Evento Negativo	Probabilidade do Evento Negativo	Efeito Negativo	Probabilidade do Efeito Negativo
Acumulados impulsos múltiplos ou sobreposição na mesma porção de pele	Mínimo	Desconforto Mínimo na Pele	Mínimo
		Avermelhamento da Pele	Mínimo
		Maior Sensibilidade da Pele	Mínimo
		Feridas e queimaduras	Raro
		Cicatrizes	Raro
		Alterações de Pigmentação	Raro
		Avermelhamento e Inchaço Excessivo	Raro
		Infecção	Irrelevante
Contusão	Irrelevante		

### **Desconforto Mínimo na Pele**

Apesar da depilação com luz pulsada doméstica ser geralmente muito bem tolerada, a maior parte dos utilizadores experimenta um ligeiro desconforto durante o uso, geralmente descrito como uma ligeira sensação de calor ou comichão nas zonas da pele tratadas. Esta sensação pode ser percebida durante a aplicação ou durante alguns minutos após a aplicação.

Qualquer sensação que seja mais forte do que o desconforto mínimo não é normal e significa que é necessário interromper o uso porque a própria pele não é capaz de tolerar o tratamento de depilação, ou que a definição do nível é muito alto.

### **Avermelhamento da Pele**

A pele poderia apresentar avermelhamento imediatamente após o uso ou durante as 24 horas sucessivas. O avermelhamento geralmente desaparece no prazo de 24

horas. Consulte o próprio médico se o avermelhamento não desaparecer no prazo de 2 ou 3 dias.

### **Maior Sensibilidade da Pele**

A pele da zona tratada torna-se mais sensível e é possível que fique seca ou escamosa.

### **Feridas e Queimaduras da Pele**

Muito raramente podem ocorrer queimaduras ou feridas após a aplicação. Queimadura ou feridas podem demorar algumas semanas para curar, e, em casos muito raros, podem deixar uma cicatriz permanente visível

### **Cicatrizes**

Apesar de ser muito raro, pode ocorrer a formação de cicatrizes permanentes. Geralmente, quando são formadas cicatrizes, têm a forma de uma lesão plana e branca da pele (hipotrófica).

No entanto, a cicatriz pode ser muito grande e vermelha (hipertrófica) ou grande e estendida para além das margem da própria ferida (queloide). Podem ser necessários tratamentos estéticos sucessivos para melhorar o aspecto da cicatriz.

### **Alterações de Pigmentação**

Em alguns casos raros, existe o risco de uma hiper-pigmentação temporária (maior pigmentação ou coloração marrom) ou hipo-pigmentação (branqueamento) na zona da pele circunstante ao pelo. O risco de alteração da pigmentação da pele é maior para pessoas com tonalidade de pele escura. Geralmente a descoloração ou alterações do pigmento da pele são temporárias e raramente é causada uma hiper-pigmentação ou hipo-pigmentação permanente.

### **Avermelhamento e Inchaço Excessivo**

Em alguns casos a pele pode tornar-se muito vermelha e inchada. Isto é mais comum



em zonas sensíveis do corpo. O avermelhamento e o inchaço devem diminuir no período que varia de 2 a 7 dias sucessivos e devem ser tratados com aplicações frequentes de gelo. É possível limpar delicadamente a zona, mas evitar a exposição ao sol.

### Infecção

A infecção da pele é muito rara, mas é sempre um risco possível após uma queimadura ou ferida causada pelo aparelho.

### Equimose

Muito raramente o uso do aparelho pode causar equimoses azuis ou roxas, que podem durar de 5 a 10 dias. Enquanto a equimose clareia, pode ocorrer a formação de uma coloração marrom-ferrugem na pele (hiper-pigmentação) que pode ser permanente. Caso ocorra a manifestação de efeitos colaterais ou complicações, e aconselhável entrar em contacto com o próprio médico ou dermatologista.

## DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS

Aparelho a luz pulsada para o uso doméstico, baseado da tecnologia HPL (Home Pulsed Light) para redução permanente dos pelos supérfluos. A redução permanente dos pelos significa redução estável a longo prazo do número de pelos que crescem após um ciclo de tratamento.

A aparelho emite um impulso de luz que é absorvido pelo pigmento presente no pelo. O feixe de luz é conduzido até o bulbo capilar, gerando um calor capaz de desativá-lo. O aparelho é dotado de dois elétrodos que geram energia galvânica para uma ação mais eficaz do impulso luminoso.

Consultar o Guia ilustrativo (III) para controlar o conteúdo da embalagem.


1. Lâmpada.
  - 1A. Superfície de tratamento
  - 1B. Sensor da cor da pele
  - 1C Elétrodo de contacto de energia galvânica

2. Tecla de ativação do impulso
3. Conexão do alimentador
4. Filtros de ventilação
5. Painel de controlo
  - 5A. Tecla liga/desliga e de definição do nível de energia
  - 5B. Luz de indicação do nível de energia
  - 5C. Luzes de controlo da cor da pele/dispositivo pronto
6. Dados técnicos do produto
7. Elétrodo base de energia galvânica
8. Carregador
  - 8A. Ficha A, 8B. Ficha B, 8C. Ficha C
9. Dados técnicos do carregador
  - A. Escala de tonalidade da pele

Para as características do aparelho, referir-se à embalagem externa.

Utilizar somente com os acessórios fornecidos.

## ÁREAS DE TRATAMENTO



O aparelho pode ser usado para remover pelos indesejáveis do corpo nas seguintes zonas:

axilas, linha do biquíni, braço, pernas, costas, peito.

Pode ser usado também no rosto feminino na área indicada pela linha branca tracejada.

É importante tratar somente as zonas do rosto nas quais estejam presentes pelos supérfluos, espessos e escuros. Por sua vez, não deve ser tratada a pelugem fina e clara frequentemente presente na área do queixo e da zona em baixo do queixo.

## PROGRAMA DE DEPILAÇÃO

Um ciclo típico de crescimento do pelo pode demorar de 18 a 24 meses. No decorrer deste intervalo de tempo podem ser necessárias várias sessões para a obtenção uma depilação permanente.

A eficiência da depilação varia conforme a pessoa e a zona, de acordo com a cor dos pelos e com o nível de tolerância da própria pele.

Plano de tratamento recomendado durante um ciclo completo de crescimento do pelo:

- Da sessão 1 à sessão 4: efetuar as sessões com um intervalo de duas semanas entre si.
- Da sessão 5 à sessão 7: efetuar as sessões com um intervalo de 4 semanas entre si.
- As sessões sucessivas de manutenção poderão ser efetuadas esporadicamente, se e quando necessário, até à obtenção de resultados duradouros.

**ⓘ NOTA: Tratar a mesma parte do corpo mais frequentemente do que foi aconselhado (a cada duas semanas), não melhorará os resultados da depilação.**

Por causa de alterações hormonais e fisiológicas de outro tipo, folicúlos de pelos latentes podem tornar-se ativos. Portanto, podem ser necessárias sessões de depilação de manutenção ou esporádicas.

A reação individual depende do tipo dos pelos e de fatores biológicos que podem influenciar o ciclo de crescimento dos pelos. Em relação ao programa de depilação aconselhado, algumas pessoas poderiam reagir mais rapidamente ou mais lentamente. Em todo caso, não se pode esperar um resultado duradouro somente com uma ou duas sessões.

**O aparelho não é eficaz sobre pelos brancos. O aparelho pode ser menos eficaz sobre pelos naturalmente brancos, loiro claro e vermelho.**

## APROFUNDAMENTOS ANTES DO USO

### NÍVEL DE ENERGIA

O aparelho pode ser definido em 5 níveis de energia, de 1 (o nível mais baixo) a 5 (o nível mais alto), representados por 5 luzes indicadoras de nível de energia (5B).

### DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE ENERGIA

Pressionar a tecla liga/desliga e de definição do nível de energia (5A). A cada pressão, o nível de energia aumenta de 1 a 5; após o nível 5, regressa ao nível 1. Efetue esta ação até que o nível desejado seja definido.

A luz verde de indicação do nível de energia (5B) será colocada na posição correspondente ao nível de energia definido.



**ADVERTÊNCIA! Inicie sempre a sessão de depilação configurando o nível de energia determinado com o patch test.**

### O SENSOR DA COR DA PELE (1B)

A aplicação do sistema de depilação a luz pulsada sobre pele de cor muito escura pode causar efeitos colaterais negativos, tais como queimaduras, bolhas, variações da cor da pele (hiper ou hipo-pigmentação).

O aparelho é provido de um sensor da cor da pele (1B) que mede a tonalidade da pele da zona tratada no início de cada sessão e periodicamente no decorrer da sessão. Quando o sensor da cor da pele (1B) deteta uma cor da pele muito escura para a aplicação, o aparelho para automaticamente de emitir impulsos luminosos e a luz de indicação da cor da pele/dispositivo pronto (5C) inicia a piscar rapidamente.

Se isso acontecer, tente usar o aparelho sobre uma outra parte do corpo ou entre em contacto com o serviço de assistência de IMETEC.

## OS DOIS MODOS DE APLICAÇÃO

O aparelho pode ser aplicado de dois modos: “por Impulso” e “por Deslizamento”.

### Método por Impulso

O método por Impulso é ideal quando são utilizados níveis de energia mais elevados, porque permite controlar melhor a área cutânea. A cada pressão da tecla de ativação do impulso (2) corresponde a emissão de um impulso luminoso.

Quando é utilizado o método por Impulso, para assegurar a cobertura completa da zona a ser tratada e evitar sobreposições perigosas de impulsos, é necessário seguir uma técnica precisa durante a sessão:

- Imagine a subdivisão da zona a ser tratada em filas.
- Emita o impulso luminoso procedendo de modo organizado; comece da extremidade de cada fila e a continue sequencialmente na direção da outra extremidade (de baixo para cima, ou da esquerda para a direita, de acordo com a zona tratada).

A posição rebaixada da superfície de tratamento (1A) cria sinais temporários sobre a pele, provocados pela ligeira pressão que é aplicada sobre a pele pelo manípulo. Este sinais permanecem visíveis por poucos instantes, e são úteis para estabelecer de modo preciso a posição do impulso sucessivo.

### Método por Deslizamento

O método por Deslizamento é ideal quando são utilizados níveis de energia baixos, e permite sessões mais rápidas e eficientes. Ao usar o método por Deslizamento, mantenha pressionada a tecla de ativação do impulso (2) e, com um movimento lento de deslizamento, sem interromper o contacto com a pele, deslize sem interrupção o dispositivo ao longo da área a ser tratada.

Nos níveis de energia mais baixos (1 e 2), o dispositivo leva só 1 – 1,5 segundos para carregar-se entre um impulso e o outro, permitindo uma sequência ininterrupta de flashes.



**ADVERTÊNCIA! NÃO sobreponha os impulsos. NÃO trate a mesma zona de pele mais de uma vez em cada sessão de depilação. Ao sentir um calor excessivo, comichão ou se aparecerem sobre a pele bolhas ou pequenas queimaduras, INTERROMPA IMEDIATAMENTE O USO.**

## COMO EFETUAR O TESTE DE CONTACTO

Já que a tonalidade e a sensibilidade da pele variam de uma área para a outra, é recomendável efetuar um teste de contacto em cada área do corpo que deve ser tratada.

- Controle, antes de mais nada, a tonalidade da própria pele, comparando-a à tabela presente na embalagem e no manual de instruções.
- Identifique uma pequena área para tratar.
- Raspe a zona a ser tratada.
- Após ter definido a potência mais baixa, aplique o manípulo sobre a zona. Segure corretamente o manípulo certificando-se de que a mão toca o elétrodo base de energia galvânica (7). Se não sentir nenhum incómodo, emita o primeiro impulso. Se após a emissão do impulso não sentir nenhum desconforto, aumente a potência para o nível sucessivo, desloque o manípulo para a porção de pele adjacente e emita um novo flash. Aumente o nível de potência sobre cada porção de pele sucessivamente, até alcançar o nível máximo tolerado pelo próprio tipo de pele.

Durante o tratamento, é possível (e normal) sentir uma sensação de calor sobre a pele. Por sua vez, quando há a sensação de desconforto, significa que o nível máximo de potência suportado é aquele inferior.

- Controle a área após 1 hora: se não houver avermelhamento e ou sensação de desconforto na pele, é possível iniciar o tratamento na área testada com o último nível de energia definido. A persistência do avermelhamento indica que o nível máximo de potência tolerado pela própria pele é o anterior. Repita o patch test em todas as partes do corpo que desejar tratar.

Apesar que acontecer raramente, no caso de persistência de uma hipersensibilidade por mais de 24 horas, é aconselhável consultar um médico.



**ADVERTÊNCIA! A potência fornecida influi diretamente sobre o resultado, mas por causa do princípio térmico do tratamento, o limite máximo de tolerância da própria pele não deve ser superado. Este limite é normalmente alto para as peles claras e baixo para as peles escuras porque a presença da melanina, que escurece a pele, aumenta a produção de calor. NÃO supere o limite máximo que a própria pele consegue tolerar sem nenhum tipo de desconforto.**

#### PREPARAÇÃO DAS ZONAS A SEREM TRATADAS

- A pele deve estar raspada, limpa, seca e sem maquiagem, antitranspirantes ou desodorantes.


- No rosto, quando os pelos escuros a tratar são poucos e finos, não é necessário raspar a área e basta cortá-los com a tesoura. Se os pelos são muito curtos (cerca 1-2 mm) e não são muito grossos, não é necessário raspá-los ou cortá-los.
- Pintas, marcas de nascença escuras, tatuagens e lábios devem ser cobertos por um lápis branco ou curativos brancos.



**ADVERTÊNCIA! Leia com atenção todas as informações sobre advertências, precauções de segurança, contra-indicações, zonas de tratamento e programa de depilação.**

#### EMPREGO

1. Remova o aparelho e os outros componentes da embalagem.
2. No caso de armazenamento do aparelho num ambiente muito frio, aguarde até que o aparelho alcance a temperatura de pelo menos 15 °C.
3. Se a ficha já estiver inserida no alimentador (8), segurá-lo (8) e puxar a tecla “Open” para baixo, inserindo no respetivo alojamento a ficha (8A, 8B ou 8C) adequada para a tomada de corrente da instalação elétrica.
4. Insira o cabo do alimentador (8) na conexão do alimentador (3).
5. Insira o alimentador (8) em uma tomada elétrica: todos os indicadores luminosos no painel de controlo (5) irão acender e apagar repetidamente, com sequência luminosa circular.



**ADVERTÊNCIA! NÃO utilize este aparelho em caso de sinais evidentes de danos.**

**TRATAMENTO**

6. Pressione a Tecla liga/desliga e defina o nível de energia (5A): a luz de indicação de nível de energia 1 verde (5B) acende e o sistema de ventilação é ativado (será ouvido um som semelhante ao ruído de um secador de cabelo).
7. Aproximadamente 1 segundo depois de ter pressionado a tecla liga/desliga e de definição do nível de energia (5A), a luz alaranjada de indicação da cor da pele/dispositivo pronto (5C) acende: o aparelho define automaticamente o nível de energia mais baixo.
8. Definir o nível de energia com o qual deseja efetuar o tratamento. Para configurar o nível de energia, siga as indicações descritas no capítulo “Aprofundamentos” antes do emprego.
9. Aplique com firmeza a superfície de tratamento (1A) na pele. Somente quando a superfície de tratamento (1A) e o eletrodo base de energia galvânica estiverem completamente em contacto com a pele, a luz de indicação da cor da pele/dispositivo pronto (5C) começa a piscar lentamente. Certifique-se de tocar com a mão o eletrodo base energia galvânica (7) presente atrás do aparelho para ativar o circuito de energia galvânica.
10. Pressione a tecla de ativação de impulso (2). O aparelho controla imediatamente a cor da pele: se a cor da pele for muito clara para uma aplicação segura, o aparelho ativa o circuito de energia galvânica e é possível sentir uma leve sensação de coceira. Trata-se de uma sensação normal: a energia galvânica favorece a abertura de poros melhorando a ação do impulso luminoso. Logo a seguir, o aparelho emite o impulso de luz na pele acompanhado por um som e a luz de indicação de cor de pele/dispositivo pronto (5C) apaga-se. É possível sentir uma leve sensação de calor e comichão. Ao sentir um calor excessivo, comichão ou se aparecerem sobre a pele bolhas ou pequenas queimaduras, interrompa imediatamente o uso.

Nota: quando o aparelho não emite nenhum impulso luminoso, e a luz de indicação da cor da pele/dispositivo pronto (5C) pisca, significa que a tonalidade da pele é muito escura para uma aplicação segura. Tente usar o aparelho em outra parte do corpo.

11. Remova a superfície de tratamento (1A) da zona de pele tratada.
12. Alguns segundos após a emissão do impulso anterior (de acordo com o nível de energia definido) a luz de indicação da cor da pele/dispositivo pronto (5C) acende novamente.
13. Escolha a modalidade de aplicação para continuar o tratamento.

**Método por Impulso**

- 14A. Desloque a superfície de tratamento (1A) sobre uma nova porção de pele. Use os sinais de pressão deixados anteriormente para posicionar a superfície de tratamento sobre a porção de pele adjacente, evitando deixar intervalos ou sobrepor os impulsos (Consulte o parágrafo “Cobertura completa da zona a ser tratada”).
- 15A. Repita o processo começando novamente a partir do ponto 8, até cobrir toda a zona a ser tratada.

**Método por Deslizamento**

- 14B. Mantenha pressionada a tecla de ativação do impulso (2) e, com um movimento lento de deslizamento, sem interromper o contacto com a pele, deslize sem interrupção o dispositivo ao longo da área a ser tratada. O tempo de recarga entre um impulso e outro permite uma sequência ininterrupta de flashes. Assegure de atingir toda a área que se pretende tratar, porém, sem passar várias vezes sobre a mesma área durante o mesmo tratamento.

**DEPOIS DO TRATAMENTO**

16. Pressione a tecla liga/desliga e de definição do nível de energia (5A): todas as luzes começarão a piscar de modo sequencial.

17. Lembre-se do nível de energia usado para a sessão de tratamento, pois não será restabelecido quando o aparelho for ligado novamente.
18. Desconecte o cabo do alimentador (8) da tomada elétrica.

### Cuidados com a pele depois da sessão de depilação.

Consulte o parágrafo “Outras precauções para o uso seguro”.

## MANUTENÇÃO



**ADVERTÊNCIA! Retirar sempre a ficha da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza ou a manutenção.**

### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

É recomendável limpar o aparelho e a superfície de tratamento (1A) depois de cada sessão de depilação:

- Desconecte o aparelho do alimentador (8) antes de limpá-lo.
- Limpe delicadamente a superfície do manipulador e a superfície de tratamento (1A) com um pano seco e limpo.
- Guarde o aparelho num local fresco e seco, longe de fontes de calor e de água.

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

<b>O aparelho não liga</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assegure-se de que o alimentador (8) esteja inserido corretamente na conexão do alimentador (3).</li> <li>2. Assegure-se de que o alimentador (8) esteja inserido numa tomada elétrica na parede.</li> </ol>
----------------------------	--

<b>Quando pressiono a tecla de ativação do impulso (2) o impulso galvânico não é ativado.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certifique-se de que a mão que segura o aparelho toca o eletrodo base de energia galvânica (7). Para ativar a energia galvânica é necessário que, contemporaneamente à pressão da tecla de ativação do impulso (2), a mão toque o eletrodo base de energia galvânica (7) e a pele da área a tratar esteja em contacto simultâneo com o eletrodo de contacto de energia galvânica (1C).</li> </ol>
<b>Quando pressiono a tecla de ativação do impulso (2) não é emitida uma luz</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se a luz de indicação de cor da pele/ dispositivo pronto para usar (5C) está a piscar para ter certeza de ter um bom contacto com a pele e se a superfície de tratamento (1A) está pressionada de modo uniforme e com firmeza sobre a pele. OU ENTÃO.</li> <li>2. Verifique a luz de indicação de cor da pele/ dispositivo pronto para usar (5C): quando está a piscar rapidamente significa que a tonalidade da pele é muito escura para uma aplicação segura. Tente usar o aparelho sobre uma outra parte do corpo ou entre em contacto com o serviço de assistência IMETEC. OU ENTÃO.</li> <li>3. Controle as luzes verdes de indicação do nível de energia (5B): quando uma ou mais luzes de indicação do nível de energia (5B) piscam enquanto a luz alaranjada de indicação da cor da pele/dispositivo pronto (5C) permanece apagada, significa a presença de um erro de sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o Centro de Assistência aos Clientes IMETEC. OU ENTÃO.</li> <li>4. Verificar se a luz alaranjada de indicação da cor da pele/ dispositivo pronto (5C) e as luzes verdes de indicação de energia (5A) estão todas a piscar simultaneamente. Se isso acontecer, desconectar o dispositivo da fonte de alimentação elétrica. O dispositivo concluiu o próprio ciclo de vida útil e deve ser eliminado de modo apropriado.</li> </ol>

## ELIMINAÇÃO



A embalagem do produto é constituída por materiais recicláveis. Eliminá-la em conformidade com as normas de tutela ambiental.



Nos termos do artigo 26 do Decreto-lei de 14 de março de 2014, n. 49 “Atuação da diretiva 2012/19/UE sobre os detritos de aparelhagens elétricas e eletrónicas (REEE)”, o símbolo do bidão barrado ilustrado na aparelhagem ou em sua embalagem indica que o produto, no final de sua própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos outros detritos.

Portanto, o usuário deve entregar a aparelhagem, no final de sua vida útil, em órgãos municipais para a recolha diferenciada dos detritos eletrotécnicos e eletrónicos. Como alternativa para a gestão autónoma, é possível entregar a aparelhagem que desejar eliminar ao revendedor no momento de aquisição de uma aparelhagem de tipo equivalente. Em revendedores de produtos eletrónicos com superfície de venda de pelo menos 400 m<sup>2</sup>. é possível entregar gratuitamente, sem a obrigação de aquisição, os produtos eletrónicos a eliminar com dimensões inferiores a 25 cm. A recolha diferenciada para que o aparelho seja sucessivamente enviado à reciclagem, tratamento e eliminação de modo compatível com o ambiente contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao próprio ambiente e à saúde, além de favorecer a reutilização e ou reciclagem dos materiais com os quais a aparelhagem é composta.

## ASSISTÊNCIA E GARANTIA

O aparelho é garantido por um período de dois anos a partir da data de entrega. Será considerada a data da nota fiscal/fatura (se estiver claramente legível) exceto no caso em que o cliente comprovar que a entrega foi feita posteriormente. Em

caso de defeito do produto preexistente à data de entrega, é garantida a reparação ou a substituição gratuita do aparelho, exceto quando uma dessas soluções for considerada inapropriada. O comprador tem a obrigação de comunicar ao Centro de Assistência autorizado o defeito de conformidade no prazo de dois meses a partir da identificação do defeito.

A garantia não oferece cobertura a nenhuma das partes que apresentarem defeitos causados por:

- Danos durante o transporte ou por quedas acidentais,
- Instalação incorreta ou inadequação do sistema elétrico,
- Reparos ou modificações efetuados por pessoal não autorizado,
- Manutenção e limpeza escassa ou não efetuada corretamente,
- Produto e ou partes do produto sujeitos ao desgaste e/ou consumíveis,
- Inobservância das instruções para o funcionamento do aparelho, negligência ou omissões durante o uso;

A lista acima indicada é meramente exemplificativa e não exaustiva e a garantia está excluída em todas as **circunstâncias que não sejam consideradas defeitos de fabricação** do aparelho. Além disso, a garantia não é aplicável em todos os casos de uso impróprio do aparelho e em caso de uso profissional. Não serão aceites responsabilidades por eventuais danos diretos ou indiretos causados a pessoas, bens materiais e animais domésticos decorrentes do não cumprimento de todas as prescrições indicadas no presente folheto sobre a instalação, uso e manutenção do aparelho.

Isso sem prejudicar as ações contratuais de garantia relativas ao vendedor.

### Modalidade de assistência

A reparação do aparelho deve ser efetuada em um Centro de Assistência autorizado. O aparelho defeituoso, se estiver no prazo de garantia, deverá ser entregue ao Centro de Assistência juntamente com um documento fiscal que comprove a data da compra.





Ⓟ **BELLISSIMA**  
ITALIA



**IMETEC**

[www.bellissima.com](http://www.bellissima.com)

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY

M1002278  
Z70416